



HPLCカラム

価格リスト

大阪ソーダ 分析カラム一覧

一般分析用途カラム											
モード	タイプ	製品名	USP class No.	基材	粒子径 (μm)	細孔径 (Å)	使用可能 pH範囲	耐圧*1 (MPa)	ジョイント形式	ページ	
逆相	C18	CAPCELL PAK C18 MG	L1	全多孔性シリカゲル	2 3.5	100	2-10	100 20	UHPLC型(パーカータイプ) ウォーターズオシネ型	2	
		CAPCELL PAK C18 MG II		全多孔性シリカゲル	2 3.5	100	2-10	100 20	UHPLC型(パーカータイプ) ウォーターズオシネ型	3	
		CAPCELL PAK C18 MG III		全多孔性シリカゲル	3,5	100	2-10	20	ウォーターズオシネ型	4	
		CAPCELL PAK C18 MG III-H		全多孔性シリカゲル	3	100	2-10	50	UHPLC型(パーカータイプ)	4	
		CAPCELL PAK C18 UG120		全多孔性シリカゲル	3,5	120	2-10	20	ウォーターズオシネ型	5	
		CAPCELL PAK C18 UG80		全多孔性シリカゲル	5	80	2-10	20	ウォーターズオシネ型	6	
		CAPCELL PAK C18 AQ		全多孔性シリカゲル	3,5	80	2-9	20	ウォーターズオシネ型	7	
		CAPCELL PAK C18 ACR		全多孔性シリカゲル	3,5	80	1-10	20	ウォーターズオシネ型	8	
		CAPCELL PAK C18 BB		全多孔性シリカゲル	3,5	130	1-11	20	UHPLC型(パーカータイプ)	9	
		CAPCELL PAK C18 BB-H		全多孔性シリカゲル	3	130	1-11	50	UHPLC型(パーカータイプ)	9	
		CAPCELL PAK C18 IF		全多孔性シリカゲル	2	120	2-9	40	UHPLC型(パーカータイプ)	9	
		CAPCELL PAK C18 IF2		全多孔性シリカゲル	2	80	2-9	100	UHPLC型(パーカータイプ)	9	
		CAPCELL PAK C18 SG120		全多孔性シリカゲル	3,5	120	2-9	20	ウォーターズオシネ型	10	
		CAPCELL PAK C18 SG300		全多孔性シリカゲル	5	300	2-9	20	ウォーターズオシネ型	10	
		CAPCELL PAK C18 AG120		全多孔性シリカゲル	5	120	2-10	20	ウォーターズオシネ型	10	
		SUPERIOREX ODS		全多孔性シリカゲル	5	100	2-8	20	ウォーターズオシネ型	11	
		CAPCELL CORE C18		表面多孔性シリカゲル	2.7	90	1.5-10	60	UHPLC型(パーカータイプ)	12	
		CAPCELL CORE MP		表面多孔性シリカゲル	2.7	160	2-10	60	UHPLC型(パーカータイプ)	12	
	C8	CAPCELL PAK C8 DD	L7	全多孔性シリカゲル	3,5	80	1.5-10	20	ウォーターズオシネ型	13	
	CAPCELL PAK C8 UG120	全多孔性シリカゲル		5	120	2-10	20	ウォーターズオシネ型	14		
	CAPCELL PAK C8 SG300	全多孔性シリカゲル		5	300	2-9	20	ウォーターズオシネ型	14		
	CAPCELL PAK C8 AG120	全多孔性シリカゲル		5	120	2-10	20	ウォーターズオシネ型	14		
	ADME	CAPCELL PAK ADME-HR	—	全多孔性シリカゲル	2 3.5	100	2-9	100 20	UHPLC型(パーカータイプ)	15	
	CAPCELL PAK INERT ADME-HR	全多孔性シリカゲル		3	100	2-9	50	UHPLC型(パーカータイプ)	15		
	CAPCELL CORE ADME	表面多孔性シリカゲル		2.7	90	2-9	60	UHPLC型(パーカータイプ)	15		
	C4	Protonavi	L26	全多孔性シリカゲル	5	300	2-10	20	ウォーターズオシネ型	16	
	C1	CAPCELL PAK C1 UG120	L13	全多孔性シリカゲル	5	120	2-10	20	ウォーターズオシネ型	16	
		CAPCELL PAK C1 SG300		全多孔性シリカゲル	5	300	2-9	20	ウォーターズオシネ型	16	
	C27	CAPCELL CORE AQ	—	表面多孔性シリカゲル	2.7	160	2-10	60	UHPLC型(パーカータイプ)	16	
	Ph	CAPCELL PAK Ph UG120	L11	全多孔性シリカゲル	5	120	2-10	20	ウォーターズオシネ型	17	
		CAPCELL PAK Ph SG120		全多孔性シリカゲル	5	120	2-9	20	ウォーターズオシネ型	17	
	PFP	CAPCELL CORE PFP	L43	表面多孔性シリカゲル	2.7	90	2-8	60	UHPLC型(パーカータイプ)	17	
逆相・順相	CN	CAPCELL PAK CN UG120	L10	全多孔性シリカゲル	5	120	2-10	20	ウォーターズオシネ型	18	
		CAPCELL PAK CN SG120		全多孔性シリカゲル	5	120	2-9	20	ウォーターズオシネ型	18	
順相	SILICA	SILICA SG120	L3	全多孔性シリカゲル	5	120	2-7	20	ウォーターズオシネ型	18	
		SILICA SG80		全多孔性シリカゲル	5	80	2-7	20	ウォーターズオシネ型	18	
		SILICA AG120		全多孔性シリカゲル	5	120	2-7	20	ウォーターズオシネ型	19	
		SILICA AG80		全多孔性シリカゲル	5	80	2-7	20	ウォーターズオシネ型	19	
順相・弱アニオン交換・HILIC	NH2	CAPCELL PAK NH2 UG80	L8	全多孔性シリカゲル	5	80	2-8	20	ウォーターズオシネ型	19	
		CAPCELL PAK NH2 SG80		全多孔性シリカゲル	5	80	2-8	20	ウォーターズオシネ型	19	
強カチオン交換	SCX	CAPCELL PAK SCX UG80	L9	全多孔性シリカゲル	5	80	2-7	20	ウォーターズオシネ型	19	
HILIC	PC	PC HILIC	—	全多孔性シリカゲル	3,5	100	3-7.5	20	ウォーターズオシネ型	20	
		CAPCELL CORE PC	—	表面多孔性シリカゲル	2.7	90	3-7.5	60	UHPLC型(パーカータイプ)	20	
ミックス(強カチオン交換+逆相)	CR	CAPCELL PAK CR	—	全多孔性シリカゲル	3,5	—	2-7	20	ウォーターズオシネ型	20	
		CAPCELL PAK CR-H	—	全多孔性シリカゲル	3	—	2-7	50	UHPLC型(パーカータイプ)	20	

専用用途カラム											
モード	タイプ	製品名	USP class No.	基材	粒子径 (μm)	細孔径 (Å)	使用可能 pH範囲	耐圧*1 (MPa)	ジョイント形式	ページ	
サイズ排除+逆相	MF	CAPCELL PAK MF C8 SG80	—	全多孔性シリカゲル	5	80	2-9 *2	20	ウォーターズオシネ型	21	
サイズ排除+逆相	MF	CAPCELL PAK MF Ph-1 SG80	—	全多孔性シリカゲル	5	80	2-9 *2	20	ウォーターズオシネ型	21	
サイズ排除+強カチオン交換	MF	CAPCELL PAK MF SCX SG80	—	全多孔性シリカゲル	5	80	2-9 *2	20	ウォーターズオシネ型	21	
キラル分離カラム	—	Chiral CD-Ph	L45	全多孔性シリカゲル	5	—	3.5-6.5	20	ウォーターズオシネ型	21	
	RU-1	Ceramospher Chiral RU-1	—	—	5	40	3-6.5	20	ウォーターズオシネ型	22	
	RU-2	Ceramospher Chiral RU-2	—	—	5	40	3-6.5	20	ウォーターズオシネ型	22	
コエンザイムQ10専用カラム 還元カラム	—	OSAKA SODA CQ-C	—	—	—	—	—	20	ウォーターズオシネ型	22	
	—	OSAKA SODA CQ-S	—	—	—	—	—	20	ウォーターズオシネ型	22	
	—	OSAKA SODA CQ-R	—	—	—	—	—	—	ウォーターズオシネ型	22	
	—	還元カラム RC-10	—	—	—	—	—	—	ウォーターズオシネ型	22	
ストレプトマイシン分析専用カラム	—	CAPCELL PAK ST	—	全多孔性シリカゲル	5	80	2-7	20	ウォーターズオシネ型	22	

*1 耐圧は分析用サイズ(内径1.0mm ~ 8.0mm)カラムの目安になります。
分取用サイズ(内径10mm以上)は10MPa程度を目安としてください。

*2 充填剤自身はこの使用範囲で問題ありませんが、タンパク質の変性を考慮すると使用pH範囲は2~7.5です。

CAPCELL PAK C18 MG

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
94010	CAPCELL PAK C18 MG(S2)2.0X35	2	2.0	35	¥66,000	
94011	CAPCELL PAK C18 MG(S2)2.0X50	2	2.0	50	¥67,000	
94012	CAPCELL PAK C18 MG(S2)2.0X75	2	2.0	75	¥69,000	
94013	CAPCELL PAK C18 MG(S2)2.0X100	2	2.0	100	¥71,000	
94014	CAPCELL PAK C18 MG(S2)2.0X150	2	2.0	150	¥83,000	

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
90923	CAPCELL PAK C18 MG(S3)0.3X150	3	0.3	150	¥95,000	バリデーションサポートカラム
90933	CAPCELL PAK C18 MG(S3)0.5X150	3	0.5	150	¥85,000	バリデーションサポートカラム
90841	CAPCELL PAK C18 MG(S3)1.0X35	3	1.0	35	¥50,000	バリデーションサポートカラム
90842	CAPCELL PAK C18 MG(S3)1.0X50	3	1.0	50	¥59,000	バリデーションサポートカラム
90846	CAPCELL PAK C18 MG(S3)1.0X75	3	1.0	75	¥62,000	バリデーションサポートカラム
90847	CAPCELL PAK C18 MG(S3)1.0X100	3	1.0	100	¥65,000	バリデーションサポートカラム
90848	CAPCELL PAK C18 MG(S3)1.0X150	3	1.0	150	¥73,000	バリデーションサポートカラム
90831	CAPCELL PAK C18 MG(S3)1.5X35	3	1.5	35	¥45,000	バリデーションサポートカラム
90832	CAPCELL PAK C18 MG(S3)1.5X50	3	1.5	50	¥55,000	バリデーションサポートカラム
90836	CAPCELL PAK C18 MG(S3)1.5X75	3	1.5	75	¥58,000	バリデーションサポートカラム
90837	CAPCELL PAK C18 MG(S3)1.5X100	3	1.5	100	¥60,000	バリデーションサポートカラム
90838	CAPCELL PAK C18 MG(S3)1.5X150	3	1.5	150	¥67,000	バリデーションサポートカラム
90820	CAPCELL PAK C18 MG(S3)2.0X20	3	2.0	20	¥53,000	バリデーションサポートカラム
90821	CAPCELL PAK C18 MG(S3)2.0X35	3	2.0	35	¥40,000	バリデーションサポートカラム
90822	CAPCELL PAK C18 MG(S3)2.0X50	3	2.0	50	¥50,000	バリデーションサポートカラム
90826	CAPCELL PAK C18 MG(S3)2.0X75	3	2.0	75	¥53,000	バリデーションサポートカラム
90827	CAPCELL PAK C18 MG(S3)2.0X100	3	2.0	100	¥55,000	バリデーションサポートカラム
90828	CAPCELL PAK C18 MG(S3)2.0X150	3	2.0	150	¥60,000	バリデーションサポートカラム
90811	CAPCELL PAK C18 MG(S3)3.0X35	3	3.0	35	¥23,000	バリデーションサポートカラム
90812	CAPCELL PAK C18 MG(S3)3.0X50	3	3.0	50	¥32,000	バリデーションサポートカラム
90816	CAPCELL PAK C18 MG(S3)3.0X75	3	3.0	75	¥35,000	バリデーションサポートカラム
90817	CAPCELL PAK C18 MG(S3)3.0X100	3	3.0	100	¥37,000	バリデーションサポートカラム
90818	CAPCELL PAK C18 MG(S3)3.0X150	3	3.0	150	¥45,000	バリデーションサポートカラム
90801	CAPCELL PAK C18 MG(S3)4.6X35	3	4.6	35	¥23,000	バリデーションサポートカラム
90802	CAPCELL PAK C18 MG(S3)4.6X50	3	4.6	50	¥32,000	バリデーションサポートカラム
90806	CAPCELL PAK C18 MG(S3)4.6X75	3	4.6	75	¥35,000	バリデーションサポートカラム
90807	CAPCELL PAK C18 MG(S3)4.6X100	3	4.6	100	¥37,000	バリデーションサポートカラム
90808	CAPCELL PAK C18 MG(S3)4.6X150	3	4.6	150	¥45,000	バリデーションサポートカラム
12301	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 MG(S3)2.0X10(2PCS)	3	2.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12303	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 MG(S3)2.0X20(2PCS)	3	2.0	20	¥23,000	ガードカートリッジカラム
12305	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 MG(S3)4.0X10(2PCS)	3	4.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12307	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 MG(S3)4.0X20(2PCS)	3	4.0	20	¥23,000	ガードカートリッジカラム
12415	CARTRIDGE HOLDER 10L 用	-	-	10	¥20,000	カートリッジホルダー
12414	CARTRIDGE HOLDER 20L 用	-	-	20	¥20,000	カートリッジホルダー

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
90903	CAPCELL PAK C18 MG(S5)0.3X150	5	0.3	150	¥95,000	バリデーションサポートカラム
90913	CAPCELL PAK C18 MG(S5)0.5X150	5	0.5	150	¥85,000	バリデーションサポートカラム
90501	CAPCELL PAK C18 MG(S5)1.0X35	5	1.0	35	¥35,000	バリデーションサポートカラム
90502	CAPCELL PAK C18 MG(S5)1.0X50	5	1.0	50	¥59,000	バリデーションサポートカラム
90500	CAPCELL PAK C18 MG(S5)1.0X75	5	1.0	75	¥62,000	バリデーションサポートカラム
90505	CAPCELL PAK C18 MG(S5)1.0X100	5	1.0	100	¥70,000	バリデーションサポートカラム
90503	CAPCELL PAK C18 MG(S5)1.0X150	5	1.0	150	¥70,000	バリデーションサポートカラム
90504	CAPCELL PAK C18 MG(S5)1.0X250	5	1.0	250	¥75,000	バリデーションサポートカラム
90401	CAPCELL PAK C18 MG(S5)1.5X35	5	1.5	35	¥35,000	バリデーションサポートカラム
90402	CAPCELL PAK C18 MG(S5)1.5X50	5	1.5	50	¥55,000	バリデーションサポートカラム
90400	CAPCELL PAK C18 MG(S5)1.5X75	5	1.5	75	¥58,000	バリデーションサポートカラム
90405	CAPCELL PAK C18 MG(S5)1.5X100	5	1.5	100	¥58,000	バリデーションサポートカラム
90403	CAPCELL PAK C18 MG(S5)1.5X150	5	1.5	150	¥65,000	バリデーションサポートカラム
90404	CAPCELL PAK C18 MG(S5)1.5X250	5	1.5	250	¥70,000	バリデーションサポートカラム
90306	CAPCELL PAK C18 MG(S5)2.0X20	5	2.0	20	¥53,000	バリデーションサポートカラム
90301	CAPCELL PAK C18 MG(S5)2.0X35	5	2.0	35	¥35,000	バリデーションサポートカラム
90307	CAPCELL PAK C18 MG(S5)2.0X50	5	2.0	50	¥50,000	バリデーションサポートカラム
90302	CAPCELL PAK C18 MG(S5)2.0X75	5	2.0	75	¥53,000	バリデーションサポートカラム
90305	CAPCELL PAK C18 MG(S5)2.0X100	5	2.0	100	¥55,000	バリデーションサポートカラム
90303	CAPCELL PAK C18 MG(S5)2.0X150	5	2.0	150	¥55,000	バリデーションサポートカラム
90304	CAPCELL PAK C18 MG(S5)2.0X250	5	2.0	250	¥60,000	バリデーションサポートカラム
90201	CAPCELL PAK C18 MG(S5)3.0X35	5	3.0	35	¥23,000	バリデーションサポートカラム
90205	CAPCELL PAK C18 MG(S5)3.0X50	5	3.0	50	¥32,000	バリデーションサポートカラム
90206	CAPCELL PAK C18 MG(S5)3.0X75	5	3.0	75	¥35,000	バリデーションサポートカラム
90202	CAPCELL PAK C18 MG(S5)3.0X100	5	3.0	100	¥37,000	バリデーションサポートカラム
90203	CAPCELL PAK C18 MG(S5)3.0X150	5	3.0	150	¥45,000	バリデーションサポートカラム
90204	CAPCELL PAK C18 MG(S5)3.0X250	5	3.0	250	¥52,000	バリデーションサポートカラム
90101	CAPCELL PAK C18 MG(S5)4.6X35	5	4.6	35	¥23,000	バリデーションサポートカラム
90105	CAPCELL PAK C18 MG(S5)4.6X50	5	4.6	50	¥32,000	バリデーションサポートカラム
90106	CAPCELL PAK C18 MG(S5)4.6X75	5	4.6	75	¥35,000	バリデーションサポートカラム
90102	CAPCELL PAK C18 MG(S5)4.6X100	5	4.6	100	¥37,000	バリデーションサポートカラム
90103	CAPCELL PAK C18 MG(S5)4.6X150	5	4.6	150	¥45,000	バリデーションサポートカラム
90104	CAPCELL PAK C18 MG(S5)4.6X250	5	4.6	250	¥52,000	バリデーションサポートカラム
90605	CAPCELL PAK C18 MG(S5)6.0X35	5	6.0	35	¥28,000	バリデーションサポートカラム
90608	CAPCELL PAK C18 MG(S5)6.0X150	5	6.0	150	¥65,000	バリデーションサポートカラム
90609	CAPCELL PAK C18 MG(S5)6.0X250	5	6.0	250	¥73,000	バリデーションサポートカラム
90601	CAPCELL PAK C18 MG(S5)10X20	5	10	20	¥60,000	
90602	CAPCELL PAK C18 MG(S5)10X50	5	10	50	¥75,000	
90603	CAPCELL PAK C18 MG(S5)10X150	5	10	150	¥130,000	
90604	CAPCELL PAK C18 MG(S5)10X250	5	10	250	¥150,000	
90698	CAPCELL PAK C18 MG(S5)15X30	5	15	30	¥75,000	
90697	CAPCELL PAK C18 MG(S5)15X50	5	15	50	¥90,000	
90700	CAPCELL PAK C18 MG(S5)15X250	5	15	250	¥240,000	
90701	CAPCELL PAK C18 MG(S5)20X35	5	20	35	¥90,000	
90702	CAPCELL PAK C18 MG(S5)20X50	5	20	50	¥120,000	
90696	CAPCELL PAK C18 MG(S5)20X75	5	20	75	¥160,000	
90699	CAPCELL PAK C18 MG(S5)20X100	5	20	100	¥210,000	
90703	CAPCELL PAK C18 MG(S5)20X150	5	20	150	¥230,000	
90704	CAPCELL PAK C18 MG(S5)20X250	5	20	250	¥280,000	
90706	CAPCELL PAK C18 MG(S5)30X30	5	30	30	¥150,000	
90707	CAPCELL PAK C18 MG(S5)30X50	5	30	50	¥240,000	
90708	CAPCELL PAK C18 MG(S5)30X75	5	30	75	¥350,000	
90705	CAPCELL PAK C18 MG(S5)30X100	5	30	100	¥400,000	
90710	CAPCELL PAK C18 MG(S5)30X150	5	30	150	¥600,000	
90709	CAPCELL PAK C18 MG(S5)30X250	5	30	250	¥800,000	
90720	CAPCELL PAK C18 MG(S5)50X50	5	50	50	¥600,000	
90722	CAPCELL PAK C18 MG(S5)50X250	5	50	250	¥2,400,000	
12497	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 MG(S5)2.0X10(2PCS)	5	2.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12218	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 MG(S5)2.0X20(2PCS)	5	2.0	20	¥23,000	ガードカートリッジカラム
12496	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 MG(S5)4.0X10(2PCS)	5	4.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12493	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 MG(S5)4.0X20(2PCS)	5	4.0	20	¥23,000	ガードカートリッジカラム
12415	CARTRIDGE HOLDER 10L 用	-	-	10	¥20,000	カートリッジホルダー
12414	CARTRIDGE HOLDER 20L 用	-	-	20	¥20,000	カートリッジホルダー

CAPCELL PAK C18 MG II

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
94040	CAPCELL PAK C18 MG II (S2)2.0X35	2	2.0	35	¥68,000	
94041	CAPCELL PAK C18 MG II (S2)2.0X50	2	2.0	50	¥69,000	
94042	CAPCELL PAK C18 MG II (S2)2.0X75	2	2.0	75	¥71,000	
94043	CAPCELL PAK C18 MG II (S2)2.0X100	2	2.0	100	¥73,000	
94044	CAPCELL PAK C18 MG II (S2)2.0X150	2	2.0	150	¥85,000	

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
92450	CAPCELL PAK C18 MG II (S3)0.3X50	3	0.3	50	¥99,000	バリデーションサポートカラム
92451	CAPCELL PAK C18 MG II (S3)0.3X150	3	0.3	150	¥99,000	バリデーションサポートカラム
92452	CAPCELL PAK C18 MG II (S3)0.5X150	3	0.5	150	¥90,000	バリデーションサポートカラム
92443	CAPCELL PAK C18 MG II (S3)1.0X10	3	1.0	10	¥57,000	バリデーションサポートカラム
92453	CAPCELL PAK C18 MG II (S3)1.0X35	3	1.0	35	¥53,000	バリデーションサポートカラム
92454	CAPCELL PAK C18 MG II (S3)1.0X50	3	1.0	50	¥62,000	バリデーションサポートカラム
92455	CAPCELL PAK C18 MG II (S3)1.0X75	3	1.0	75	¥65,000	バリデーションサポートカラム
92456	CAPCELL PAK C18 MG II (S3)1.0X100	3	1.0	100	¥68,000	バリデーションサポートカラム
92457	CAPCELL PAK C18 MG II (S3)1.0X150	3	1.0	150	¥73,000	バリデーションサポートカラム
92444	CAPCELL PAK C18 MG II (S3)1.5X10	3	1.5	10	¥57,000	バリデーションサポートカラム
92459	CAPCELL PAK C18 MG II (S3)1.5X35	3	1.5	35	¥47,000	バリデーションサポートカラム
92460	CAPCELL PAK C18 MG II (S3)1.5X50	3	1.5	50	¥58,000	バリデーションサポートカラム
92461	CAPCELL PAK C18 MG II (S3)1.5X75	3	1.5	75	¥61,000	バリデーションサポートカラム
92462	CAPCELL PAK C18 MG II (S3)1.5X100	3	1.5	100	¥63,000	バリデーションサポートカラム
92463	CAPCELL PAK C18 MG II (S3)1.5X150	3	1.5	150	¥71,000	バリデーションサポートカラム
92445	CAPCELL PAK C18 MG II (S3)2.0X10	3	2.0	10	¥55,000	バリデーションサポートカラム
92465	CAPCELL PAK C18 MG II (S3)2.0X20	3	2.0	20	¥56,000	バリデーションサポートカラム
92466	CAPCELL PAK C18 MG II (S3)2.0X35	3	2.0	35	¥42,000	バリデーションサポートカラム
92467	CAPCELL PAK C18 MG II (S3)2.0X50	3	2.0	50	¥53,000	バリデーションサポートカラム
92468	CAPCELL PAK C18 MG II (S3)2.0X75	3	2.0	75	¥56,000	バリデーションサポートカラム
92469	CAPCELL PAK C18 MG II (S3)2.0X100	3	2.0	100	¥58,000	バリデーションサポートカラム
92470	CAPCELL PAK C18 MG II (S3)2.0X150	3	2.0	150	¥63,000	バリデーションサポートカラム
92472	CAPCELL PAK C18 MG II (S3)3.0X35	3	3.0	35	¥24,000	バリデーションサポートカラム
92473	CAPCELL PAK C18 MG II (S3)3.0X50	3	3.0	50	¥34,000	バリデーションサポートカラム
92474	CAPCELL PAK C18 MG II (S3)3.0X75	3	3.0	75	¥37,000	バリデーションサポートカラム
92475	CAPCELL PAK C18 MG II (S3)3.0X100	3	3.0	100	¥39,000	バリデーションサポートカラム
92476	CAPCELL PAK C18 MG II (S3)3.0X150	3	3.0	150	¥47,000	バリデーションサポートカラム
92478	CAPCELL PAK C18 MG II (S3)4.6X35	3	4.6	35	¥24,000	バリデーションサポートカラム
92479	CAPCELL PAK C18 MG II (S3)4.6X50	3	4.6	50	¥34,000	バリデーションサポートカラム
92480	CAPCELL PAK C18 MG II (S3)4.6X75	3	4.6	75	¥37,000	バリデーションサポートカラム
92481	CAPCELL PAK C18 MG II (S3)4.6X100	3	4.6	100	¥39,000	バリデーションサポートカラム
92482	CAPCELL PAK C18 MG II (S3)4.6X150	3	4.6	150	¥47,000	バリデーションサポートカラム
12197	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 MG II (S3)2.0X10(2PCS)	3	2.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12198	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 MG II (S3)4.0X10(2PCS)	3	4.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12415	CARTRIDGE HOLDER 10L 用	-	-	10	¥20,000	カートリッジホルダー

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
92501	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)0.3X150	5	0.3	150	¥99,000	バリデーションサポートカラム
92502	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)0.5X150	5	0.5	150	¥90,000	バリデーションサポートカラム
92503	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)1.0X35	5	1.0	35	¥37,000	バリデーションサポートカラム
92504	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)1.0X50	5	1.0	50	¥62,000	バリデーションサポートカラム
92505	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)1.0X75	5	1.0	75	¥65,000	バリデーションサポートカラム
92506	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)1.0X100	5	1.0	100	¥74,000	バリデーションサポートカラム
92507	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)1.0X150	5	1.0	150	¥74,000	バリデーションサポートカラム
92508	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)1.0X250	5	1.0	250	¥79,000	バリデーションサポートカラム
92509	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)1.5X35	5	1.5	35	¥37,000	バリデーションサポートカラム
92510	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)1.5X50	5	1.5	50	¥58,000	バリデーションサポートカラム
92511	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)1.5X75	5	1.5	75	¥61,000	バリデーションサポートカラム
92512	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)1.5X100	5	1.5	100	¥61,000	バリデーションサポートカラム
92513	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)1.5X150	5	1.5	150	¥68,000	バリデーションサポートカラム
92514	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)1.5X250	5	1.5	250	¥74,000	バリデーションサポートカラム
92500	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)2.0X10	5	2.0	10	¥55,000	バリデーションサポートカラム
92515	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)2.0X20	5	2.0	20	¥56,000	バリデーションサポートカラム
92516	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)2.0X35	5	2.0	35	¥37,000	バリデーションサポートカラム
92517	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)2.0X50	5	2.0	50	¥53,000	バリデーションサポートカラム
92518	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)2.0X75	5	2.0	75	¥56,000	バリデーションサポートカラム
92519	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)2.0X100	5	2.0	100	¥58,000	バリデーションサポートカラム
92520	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)2.0X150	5	2.0	150	¥58,000	バリデーションサポートカラム
92544	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)2.0X200	5	2.0	200	¥63,000	バリデーションサポートカラム
92521	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)2.0X250	5	2.0	250	¥63,000	バリデーションサポートカラム
92522	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)3.0X35	5	3.0	35	¥24,000	バリデーションサポートカラム
92523	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)3.0X50	5	3.0	50	¥34,000	バリデーションサポートカラム
92524	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)3.0X75	5	3.0	75	¥37,000	バリデーションサポートカラム
92525	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)3.0X100	5	3.0	100	¥39,000	バリデーションサポートカラム
92526	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)3.0X150	5	3.0	150	¥47,000	バリデーションサポートカラム
92527	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)3.0X250	5	3.0	250	¥55,000	バリデーションサポートカラム
92528	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)4.6X35	5	4.6	35	¥24,000	バリデーションサポートカラム
92529	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)4.6X50	5	4.6	50	¥34,000	バリデーションサポートカラム
92530	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)4.6X75	5	4.6	75	¥37,000	バリデーションサポートカラム
92531	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)4.6X100	5	4.6	100	¥39,000	バリデーションサポートカラム
92532	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)4.6X150	5	4.6	150	¥47,000	バリデーションサポートカラム
92545	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)4.6X200	5	4.6	200	¥55,000	バリデーションサポートカラム
92533	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)4.6X250	5	4.6	250	¥55,000	バリデーションサポートカラム
92534	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)10X20	5	10	20	¥60,000	
92535	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)10X150	5	10	150	¥130,000	
92536	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)10X250	5	10	250	¥150,000	
92537	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)20X35	5	20	35	¥90,000	
92538	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)20X150	5	20	150	¥230,000	
92539	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)20X250	5	20	250	¥230,000	
92555	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)30X150	5	30	150	¥600,000	
92553	CAPCELL PAK C18 MG II (S5)30X250	5	30	250	¥650,000	
12199	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 MG II (S5)2.0X10(2PCS)	5	2.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12200	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 MG II (S5)4.0X10(2PCS)	5	4.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12415	CARTRIDGE HOLDER 10L 用	-	-	10	¥20,000	カートリッジホルダー

CAPCELL PAK C18 MG III

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
92712	CAPCELL PAK C18 MGIII (S3) 0.3X100(1/32)	3	0.3	100	¥110,000	バリデーションサポートカラム
92713	CAPCELL PAK C18 MGIII (S3) 0.3X150(1/32)	3	0.3	150	¥120,000	バリデーションサポートカラム
92723	CAPCELL PAK C18 MGIII (S3) 1.0X35	3	1.0	35	¥43,000	バリデーションサポートカラム
92724	CAPCELL PAK C18 MGIII (S3) 1.0X50	3	1.0	50	¥70,000	バリデーションサポートカラム
92725	CAPCELL PAK C18 MGIII (S3) 1.0X75	3	1.0	75	¥74,000	バリデーションサポートカラム
92726	CAPCELL PAK C18 MGIII (S3) 1.0X100	3	1.0	100	¥83,000	バリデーションサポートカラム
92727	CAPCELL PAK C18 MGIII (S3) 1.0X150	3	1.0	150	¥88,000	バリデーションサポートカラム
92733	CAPCELL PAK C18 MGIII (S3) 1.5X35	3	1.5	35	¥43,000	バリデーションサポートカラム
92734	CAPCELL PAK C18 MGIII (S3) 1.5X50	3	1.5	50	¥66,000	バリデーションサポートカラム
92735	CAPCELL PAK C18 MGIII (S3) 1.5X75	3	1.5	75	¥68,000	バリデーションサポートカラム
92736	CAPCELL PAK C18 MGIII (S3) 1.5X100	3	1.5	100	¥69,000	バリデーションサポートカラム
92737	CAPCELL PAK C18 MGIII (S3) 1.5X150	3	1.5	150	¥80,000	バリデーションサポートカラム
92741	CAPCELL PAK C18 MGIII (S3) 2.0X10	3	2.0	10	¥64,000	バリデーションサポートカラム
92742	CAPCELL PAK C18 MGIII (S3) 2.0X20	3	2.0	20	¥64,000	バリデーションサポートカラム
92743	CAPCELL PAK C18 MGIII (S3) 2.0X35	3	2.0	35	¥43,000	バリデーションサポートカラム
92744	CAPCELL PAK C18 MGIII (S3) 2.0X50	3	2.0	50	¥60,000	バリデーションサポートカラム
92745	CAPCELL PAK C18 MGIII (S3) 2.0X75	3	2.0	75	¥64,000	バリデーションサポートカラム
92746	CAPCELL PAK C18 MGIII (S3) 2.0X100	3	2.0	100	¥65,000	バリデーションサポートカラム
92747	CAPCELL PAK C18 MGIII (S3) 2.0X150	3	2.0	150	¥70,000	バリデーションサポートカラム
92748	CAPCELL PAK C18 MGIII (S3) 2.0X250	3	2.0	250	¥74,000	バリデーションサポートカラム
92753	CAPCELL PAK C18 MGIII (S3) 3.0X35	3	3.0	35	¥29,000	バリデーションサポートカラム
92754	CAPCELL PAK C18 MGIII (S3) 3.0X50	3	3.0	50	¥40,000	バリデーションサポートカラム
92755	CAPCELL PAK C18 MGIII (S3) 3.0X75	3	3.0	75	¥43,000	バリデーションサポートカラム
92756	CAPCELL PAK C18 MGIII (S3) 3.0X100	3	3.0	100	¥45,000	バリデーションサポートカラム
92757	CAPCELL PAK C18 MGIII (S3) 3.0X150	3	3.0	150	¥55,000	バリデーションサポートカラム
92763	CAPCELL PAK C18 MGIII (S3) 4.6X35	3	4.6	35	¥29,000	バリデーションサポートカラム
92764	CAPCELL PAK C18 MGIII (S3) 4.6X50	3	4.6	50	¥40,000	バリデーションサポートカラム
92765	CAPCELL PAK C18 MGIII (S3) 4.6X75	3	4.6	75	¥43,000	バリデーションサポートカラム
92766	CAPCELL PAK C18 MGIII (S3) 4.6X100	3	4.6	100	¥45,000	バリデーションサポートカラム
92767	CAPCELL PAK C18 MGIII (S3) 4.6X150	3	4.6	150	¥55,000	バリデーションサポートカラム
12240	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 MGIII (S3) 2.0X10(2PCS)	3	2.0	10	¥20,000	ガードカートリッジカラム
12241	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 MGIII (S3) 4.0X10(2PCS)	3	4.0	10	¥20,000	ガードカートリッジカラム
12415	CARTRIDGE HOLDER 10L 用	-	-	10	¥20,000	カートリッジホルダー

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
92602	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 1.0X35	5	1.0	35	¥41,000	バリデーションサポートカラム
92603	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 1.0X50	5	1.0	50	¥68,000	バリデーションサポートカラム
92604	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 1.0X75	5	1.0	75	¥72,000	バリデーションサポートカラム
92605	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 1.0X100	5	1.0	100	¥81,000	バリデーションサポートカラム
92606	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 1.0X150	5	1.0	150	¥82,000	バリデーションサポートカラム
92607	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 1.0X250	5	1.0	250	¥87,000	バリデーションサポートカラム
92609	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 1.5X35	5	1.5	35	¥41,000	バリデーションサポートカラム
92610	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 1.5X50	5	1.5	50	¥64,000	バリデーションサポートカラム
92611	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 1.5X75	5	1.5	75	¥66,000	バリデーションサポートカラム
92612	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 1.5X100	5	1.5	100	¥67,000	バリデーションサポートカラム
92613	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 1.5X150	5	1.5	150	¥75,000	バリデーションサポートカラム
92614	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 1.5X250	5	1.5	250	¥82,000	バリデーションサポートカラム
92638	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 2.0X10	5	2.0	10	¥60,000	バリデーションサポートカラム
92615	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 2.0X20	5	2.0	20	¥62,000	バリデーションサポートカラム
92616	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 2.0X35	5	2.0	35	¥41,000	バリデーションサポートカラム
92617	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 2.0X50	5	2.0	50	¥58,000	バリデーションサポートカラム
92618	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 2.0X75	5	2.0	75	¥62,000	バリデーションサポートカラム
92619	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 2.0X100	5	2.0	100	¥63,000	バリデーションサポートカラム
92620	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 2.0X150	5	2.0	150	¥64,000	バリデーションサポートカラム
92621	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 2.0X250	5	2.0	250	¥70,000	バリデーションサポートカラム
92623	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 3.0X35	5	3.0	35	¥27,000	バリデーションサポートカラム
92624	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 3.0X50	5	3.0	50	¥38,000	バリデーションサポートカラム
92625	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 3.0X75	5	3.0	75	¥41,000	バリデーションサポートカラム
92626	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 3.0X100	5	3.0	100	¥43,000	バリデーションサポートカラム
92627	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 3.0X150	5	3.0	150	¥52,000	バリデーションサポートカラム
92628	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 3.0X250	5	3.0	250	¥60,000	バリデーションサポートカラム
92630	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 4.6X35	5	4.6	35	¥27,000	バリデーションサポートカラム
92631	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 4.6X50	5	4.6	50	¥38,000	バリデーションサポートカラム
92632	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 4.6X75	5	4.6	75	¥41,000	バリデーションサポートカラム
92633	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 4.6X100	5	4.6	100	¥43,000	バリデーションサポートカラム
92634	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 4.6X150	5	4.6	150	¥52,000	バリデーションサポートカラム
92635	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 4.6X250	5	4.6	250	¥60,000	バリデーションサポートカラム
92639	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 10X20	5	10	20	¥65,000	
92636	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 10X150	5	10	150	¥130,000	
92640	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 10X250	5	10	250	¥150,000	
92641	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 20X35	5	20	35	¥120,000	
92643	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 20X50	5	20	50	¥140,000	
92647	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 20X100	5	20	100	¥220,000	
92637	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 20X150	5	20	150	¥240,000	
92642	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 20X250	5	20	250	¥320,000	
92649	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 30X50	5	30	50	¥240,000	
92644	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 30X150	5	30	150	¥600,000	
92645	CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 30X250	5	30	250	¥680,000	
12223	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 2.0X10(2PCS)	5	2.0	10	¥20,000	ガードカートリッジカラム
12225	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 2.0X20(2PCS)	5	2.0	20	¥28,000	ガードカートリッジカラム
12224	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 MGIII (S5) 4.0X10(2PCS)	5	4.0	10	¥20,000	ガードカートリッジカラム
12415	CARTRIDGE HOLDER 10L 用	-	-	10	¥20,000	カートリッジホルダー
12414	CARTRIDGE HOLDER 20L 用	-	-	20	¥20,000	カートリッジホルダー

CAPCELL PAK C18 MG III-H

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
92782	CAPCELL PAK C18 MGIII-H(S3) 2.0X20	3	2.0	20	¥77,000	
92784	CAPCELL PAK C18 MGIII-H(S3) 2.0X50	3	2.0	50	¥78,000	
92786	CAPCELL PAK C18 MGIII-H(S3) 2.0X100	3	2.0	100	¥79,000	
3654	EXP® GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 MGIII-H(S3) 2.1X5	3	2.1	5	¥40,000	EXP® ガードカートリッジカラム 高耐圧(50MPa)仕様
3640	EXP® DIRECT CONNECT HOLDER	-	-	5	¥64,000	EXP® カートリッジホルダー

EXP® は Optimize Technologies, Inc. の登録商標です。

CAPCELL PAK C18 UG120

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
61289	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 0.3X150	3	0.3	150	¥95,000	
61299	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 0.5X150	3	0.5	150	¥85,000	
69809	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 1.0X35	3	1.0	35	¥50,000	
69810	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 1.0X50	3	1.0	50	¥59,000	
69811	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 1.0X75	3	1.0	75	¥62,000	
69812	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 1.0X100	3	1.0	100	¥65,000	
69813	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 1.0X150	3	1.0	150	¥70,000	
69814	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 1.0X250	3	1.0	250	¥75,000	
69799	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 1.5X35	3	1.5	35	¥45,000	
69800	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 1.5X50	3	1.5	50	¥55,000	
69801	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 1.5X75	3	1.5	75	¥58,000	
69802	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 1.5X100	3	1.5	100	¥60,000	
69803	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 1.5X150	3	1.5	150	¥65,000	
69804	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 1.5X250	3	1.5	250	¥73,000	
69788	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 2.0X20	3	2.0	20	¥53,000	
69789	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 2.0X35	3	2.0	35	¥40,000	
69790	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 2.0X50	3	2.0	50	¥50,000	
69791	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 2.0X75	3	2.0	75	¥53,000	
69792	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 2.0X100	3	2.0	100	¥55,000	
69793	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 2.0X150	3	2.0	150	¥60,000	
69794	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 2.0X250	3	2.0	250	¥65,000	
61406	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 3.0X35	3	3.0	35	¥23,000	
61302	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 3.0X50	3	3.0	50	¥28,000	
61408	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 3.0X75	3	3.0	75	¥32,000	
61305	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 3.0X100	3	3.0	100	¥35,000	
61303	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 3.0X150	3	3.0	150	¥45,000	
61304	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 3.0X250	3	3.0	250	¥52,000	
61527	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 4.6X35	3	4.6	35	¥23,000	
61526	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 4.6X50	3	4.6	50	¥28,000	
61528	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 4.6X75	3	4.6	75	¥32,000	
61530	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 4.6X100	3	4.6	100	¥35,000	
61533	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 4.6X150	3	4.6	150	¥45,000	
61500	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 4.6X250	3	4.6	250	¥52,000	
61538	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 6.0X35	3	6.0	35	¥28,000	
61531	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 6.0X100	3	6.0	100	¥48,000	
61529	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 6.0X150	3	6.0	150	¥60,000	
61300	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 6.0X250	3	6.0	250	¥60,000	
61545	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 10X20	3	10	20	¥40,000	
61539	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 10X250	3	10	250	¥135,000	
61540	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 20X50	3	20	50	¥110,000	
61536	CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 20X250	3	20	250	¥280,000	
12216	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 2.0X10 (2PCS)	3	2.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12486	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 4.0X10 (2PCS)	3	4.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12529	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 UG120 (S3) 4.0X20 (2PCS)	3	4.0	20	¥23,000	ガードカートリッジカラム
12415	CARTRIDGE HOLDER 10L 用	-	-	10	¥20,000	カートリッジホルダー
12414	CARTRIDGE HOLDER 20L 用	-	-	20	¥20,000	カートリッジホルダー

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
70694	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 0.3X150	5	0.3	150	¥95,000	
70695	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 0.5X150	5	0.5	150	¥85,000	
70701	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 1.0X35	5	1.0	35	¥35,000	
70702	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 1.0X50	5	1.0	50	¥59,000	
70605	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 1.0X75	5	1.0	75	¥66,000	
70706	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 1.0X100	5	1.0	100	¥70,000	
70703	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 1.0X150	5	1.0	150	¥70,000	
70704	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 1.0X250	5	1.0	250	¥75,000	
70601	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 1.5X35	5	1.5	35	¥35,000	
70606	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 1.5X50	5	1.5	50	¥55,000	
70607	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 1.5X75	5	1.5	75	¥58,000	
70602	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 1.5X100	5	1.5	100	¥65,000	
70603	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 1.5X150	5	1.5	150	¥65,000	
70604	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 1.5X250	5	1.5	250	¥70,000	
70500	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 2.0X20	5	2.0	20	¥53,000	
70501	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 2.0X35	5	2.0	35	¥35,000	
70505	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 2.0X50	5	2.0	50	¥50,000	
70506	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 2.0X75	5	2.0	75	¥53,000	
70502	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 2.0X100	5	2.0	100	¥55,000	
70503	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 2.0X150	5	2.0	150	¥55,000	
70504	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 2.0X250	5	2.0	250	¥60,000	
61401	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 3.0X35	5	3.0	35	¥23,000	バリデーションサポートカラム
61402	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 3.0X50	5	3.0	50	¥32,000	バリデーションサポートカラム
61405	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 3.0X75	5	3.0	75	¥35,000	バリデーションサポートカラム
61398	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 3.0X100	5	3.0	100	¥40,000	バリデーションサポートカラム
61403	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 3.0X150	5	3.0	150	¥45,000	バリデーションサポートカラム
61404	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 3.0X250	5	3.0	250	¥52,000	バリデーションサポートカラム
61501	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 4.6X35	5	4.6	35	¥23,000	バリデーションサポートカラム
61502	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 4.6X50	5	4.6	50	¥32,000	バリデーションサポートカラム
61515	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 4.6X75	5	4.6	75	¥35,000	バリデーションサポートカラム
61508	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 4.6X100	5	4.6	100	¥37,000	バリデーションサポートカラム
61503	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 4.6X150	5	4.6	150	¥45,000	バリデーションサポートカラム
61504	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 4.6X250	5	4.6	250	¥52,000	バリデーションサポートカラム
61510	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 6.0X35	5	6.0	35	¥26,000	バリデーションサポートカラム
61505	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 6.0X100	5	6.0	100	¥48,000	バリデーションサポートカラム
61506	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 6.0X150	5	6.0	150	¥50,000	バリデーションサポートカラム
61507	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 6.0X250	5	6.0	250	¥60,000	バリデーションサポートカラム
61511	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 10X20	5	10	20	¥40,000	
61512	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 10X50	5	10	50	¥70,000	
61513	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 10X150	5	10	150	¥120,000	
61514	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 10X250	5	10	250	¥135,000	
61541	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 15X30	5	15	30	¥55,000	
61542	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 15X50	5	15	50	¥80,000	
61544	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 15X250	5	15	250	¥210,000	
61521	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 20X35	5	20	35	¥70,000	
61522	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 20X50	5	20	50	¥90,000	
61516	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 20X75	5	20	75	¥140,000	
61518	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 20X100	5	20	100	¥170,000	
61523	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 20X150	5	20	150	¥220,000	
61524	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 20X250	5	20	250	¥230,000	
61535	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 30X30	5	30	30	¥150,000	
61532	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 30X50	5	30	50	¥180,000	
61551	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 30X75	5	30	75	¥250,000	
61550	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 30X100	5	30	100	¥350,000	
61553	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 30X150	5	30	150	¥500,000	
61534	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 30X250	5	30	250	¥650,000	
61552	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 50X50	5	50	50	¥500,000	
61554	CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 50X250	5	50	250	¥1,440,000	
12421	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 2.0X10 (2PCS)	5	2.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12309	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 4.0X10 (5PCS)	5	4.0	10	¥42,500	ガードカートリッジカラム
12412	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 4.0X10 (2PCS)	5	4.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12425	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 UG120 (S5) 4.0X20 (2PCS)	5	4.0	20	¥23,000	ガードカートリッジカラム
12415	CARTRIDGE HOLDER 10L 用	-	-	10	¥20,000	カートリッジホルダー
12414	CARTRIDGE HOLDER 20L 用	-	-	20	¥20,000	カートリッジホルダー

CAPCELL PAK C18 UG120V

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
70711	CAPCELL PAK C18 UG120V(S5) 1.0X35	5	1.0	35	¥35,000	バリデーションサポートカラム
70712	CAPCELL PAK C18 UG120V(S5) 1.0X50	5	1.0	50	¥59,000	バリデーションサポートカラム
70710	CAPCELL PAK C18 UG120V(S5) 1.0X75	5	1.0	75	¥62,000	バリデーションサポートカラム
70715	CAPCELL PAK C18 UG120V(S5) 1.0X100	5	1.0	100	¥70,000	バリデーションサポートカラム
70713	CAPCELL PAK C18 UG120V(S5) 1.0X150	5	1.0	150	¥70,000	バリデーションサポートカラム
70714	CAPCELL PAK C18 UG120V(S5) 1.0X250	5	1.0	250	¥75,000	バリデーションサポートカラム
70611	CAPCELL PAK C18 UG120V(S5) 1.5X35	5	1.5	35	¥35,000	バリデーションサポートカラム
70612	CAPCELL PAK C18 UG120V(S5) 1.5X50	5	1.5	50	¥55,000	バリデーションサポートカラム
70610	CAPCELL PAK C18 UG120V(S5) 1.5X75	5	1.5	75	¥58,000	バリデーションサポートカラム
70615	CAPCELL PAK C18 UG120V(S5) 1.5X100	5	1.5	100	¥65,000	バリデーションサポートカラム
70613	CAPCELL PAK C18 UG120V(S5) 1.5X150	5	1.5	150	¥65,000	バリデーションサポートカラム
70614	CAPCELL PAK C18 UG120V(S5) 1.5X250	5	1.5	250	¥70,000	バリデーションサポートカラム
70511	CAPCELL PAK C18 UG120V(S5) 2.0X35	5	2.0	35	¥35,000	バリデーションサポートカラム
70512	CAPCELL PAK C18 UG120V(S5) 2.0X50	5	2.0	50	¥50,000	バリデーションサポートカラム
70510	CAPCELL PAK C18 UG120V(S5) 2.0X75	5	2.0	75	¥53,000	バリデーションサポートカラム
70515	CAPCELL PAK C18 UG120V(S5) 2.0X100	5	2.0	100	¥55,000	バリデーションサポートカラム
70513	CAPCELL PAK C18 UG120V(S5) 2.0X150	5	2.0	150	¥55,000	バリデーションサポートカラム
70514	CAPCELL PAK C18 UG120V(S5) 2.0X250	5	2.0	250	¥60,000	バリデーションサポートカラム

CAPCELL PAK C18 UG80

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
78581	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 1.0X35	5	1.0	35	¥35,000	
78585	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 1.0X50	5	1.0	50	¥59,000	
78580	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 1.0X75	5	1.0	75	¥62,000	
78582	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 1.0X100	5	1.0	100	¥70,000	
78583	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 1.0X150	5	1.0	150	¥70,000	
78584	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 1.0X250	5	1.0	250	¥75,000	
78591	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 1.5X35	5	1.5	35	¥35,000	
78592	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 1.5X50	5	1.5	50	¥55,000	
78590	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 1.5X75	5	1.5	75	¥58,000	
78595	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 1.5X100	5	1.5	100	¥65,000	
78593	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 1.5X150	5	1.5	150	¥65,000	
78594	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 1.5X250	5	1.5	250	¥70,000	
78598	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 2.0X20	5	2.0	20	¥53,000	
78601	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 2.0X35	5	2.0	35	¥35,000	
78602	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 2.0X50	5	2.0	50	¥50,000	
78600	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 2.0X75	5	2.0	75	¥53,000	
78599	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 2.0X100	5	2.0	100	¥55,000	
78603	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 2.0X150	5	2.0	150	¥55,000	
78604	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 2.0X250	5	2.0	250	¥60,000	
78401	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 3.0X35	5	3.0	35	¥23,000	バリデーションサポートカラム
78402	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 3.0X50	5	3.0	50	¥32,000	バリデーションサポートカラム
78405	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 3.0X75	5	3.0	75	¥35,000	バリデーションサポートカラム
78406	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 3.0X100	5	3.0	100	¥40,000	バリデーションサポートカラム
78403	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 3.0X150	5	3.0	150	¥45,000	バリデーションサポートカラム
78404	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 3.0X250	5	3.0	250	¥52,000	バリデーションサポートカラム
78501	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 4.6X35	5	4.6	35	¥23,000	バリデーションサポートカラム
78502	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 4.6X50	5	4.6	50	¥40,000	バリデーションサポートカラム
78500	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 4.6X75	5	4.6	75	¥35,000	バリデーションサポートカラム
78505	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 4.6X100	5	4.6	100	¥37,000	バリデーションサポートカラム
78503	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 4.6X150	5	4.6	150	¥45,000	バリデーションサポートカラム
78504	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 4.6X250	5	4.6	250	¥52,000	バリデーションサポートカラム
78614	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 6.0X35	5	6.0	35	¥26,000	バリデーションサポートカラム
78605	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 6.0X150	5	6.0	150	¥50,000	バリデーションサポートカラム
78606	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 6.0X250	5	6.0	250	¥60,000	バリデーションサポートカラム
78521	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 10X20	5	10	20	¥40,000	
78522	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 10X50	5	10	50	¥70,000	
78523	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 10X150	5	10	150	¥120,000	
78524	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 10X250	5	10	250	¥135,000	
78531	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 15X30	5	15	30	¥55,000	
78534	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 15X250	5	15	250	¥210,000	
78541	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 20X35	5	20	35	¥70,000	
78542	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 20X50	5	20	50	¥90,000	
78545	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 20X75	5	20	75	¥140,000	
78543	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 20X150	5	20	150	¥190,000	
78544	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 20X250	5	20	250	¥230,000	
78550	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 30X30	5	30	30	¥150,000	
78551	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 30X50	5	30	50	¥180,000	
78552	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 30X75	5	30	75	¥250,000	
78549	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 30X100	5	30	100	¥350,000	
78553	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 30X150	5	30	150	¥500,000	
78554	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 30X250	5	30	250	¥650,000	
78574	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 50X50	5	50	50	¥500,000	
78575	CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 50X250	5	50	250	¥1,440,000	
12484	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 2.0X10(2PCS)	5	2.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12483	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 UG80(S5) 4.0X10(2PCS)	5	4.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12415	CARTRIDGE HOLDER 10L 用	-	-	10	¥20,000	カートリッジホルダー

CAPCELL PAK C18 AQ

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
92111	CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 1.0X35	3	1.0	35	¥50,000	
92112	CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 1.0X50	3	1.0	50	¥59,000	
92113	CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 1.0X75	3	1.0	75	¥62,000	
92114	CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 1.0X100	3	1.0	100	¥70,000	
92115	CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 1.0X150	3	1.0	150	¥72,000	
92116	CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 1.0X250	3	1.0	250	¥75,000	
92119	CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 1.5X10	3	1.5	10	¥57,000	
92121	CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 1.5X35	3	1.5	35	¥47,000	
92122	CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 1.5X50	3	1.5	50	¥55,000	
92123	CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 1.5X75	3	1.5	75	¥58,000	
92124	CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 1.5X100	3	1.5	100	¥65,000	
92125	CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 1.5X150	3	1.5	150	¥67,000	
92126	CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 1.5X250	3	1.5	250	¥70,000	
92129	CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 2.0X10	3	2.0	10	¥55,000	
92130	CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 2.0X20	3	2.0	20	¥53,000	
92131	CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 2.0X35	3	2.0	35	¥45,000	
92132	CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 2.0X50	3	2.0	50	¥50,000	
92133	CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 2.0X75	3	2.0	75	¥53,000	
92134	CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 2.0X100	3	2.0	100	¥55,000	
92135	CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 2.0X150	3	2.0	150	¥57,000	
92136	CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 2.0X250	3	2.0	250	¥67,000	
92141	CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 3.0X35	3	3.0	35	¥43,000	
92142	CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 3.0X50	3	3.0	50	¥45,000	
92143	CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 3.0X75	3	3.0	75	¥48,000	
92144	CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 3.0X100	3	3.0	100	¥50,000	
92145	CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 3.0X150	3	3.0	150	¥55,000	
92146	CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 3.0X250	3	3.0	250	¥65,000	
92151	CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 4.6X35	3	4.6	35	¥43,000	
92152	CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 4.6X50	3	4.6	50	¥45,000	
92153	CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 4.6X75	3	4.6	75	¥48,000	
92154	CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 4.6X100	3	4.6	100	¥50,000	
92155	CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 4.6X150	3	4.6	150	¥55,000	
92156	CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 4.6X250	3	4.6	250	¥65,000	
92161	CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 10X20	3	10	20	¥60,000	
92162	CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 10X50	3	10	50	¥75,000	
92166	CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 10X250	3	10	250	¥150,000	
92172	CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 20X50	3	20	50	¥110,000	
12145	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 2.0X10 (2PCS)	3	2.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12135	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 2.0X20 (2PCS)	3	2.0	20	¥23,000	ガードカートリッジカラム
12140	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 4.0X10 (2PCS)	3	4.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12130	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 AQ (S3) 4.0X20 (2PCS)	3	4.0	20	¥23,000	ガードカートリッジカラム
12415	CARTRIDGE HOLDER 10L 用	-	-	10	¥20,000	カートリッジホルダー
12414	CARTRIDGE HOLDER 20L 用	-	-	20	¥20,000	カートリッジホルダー

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
92054	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 0.3X150	5	0.3	150	¥95,000	
92064	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 0.5X150	5	0.5	150	¥85,000	
92000	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 1.0X35	5	1.0	35	¥50,000	
92001	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 1.0X50	5	1.0	50	¥59,000	
92002	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 1.0X75	5	1.0	75	¥62,000	
92003	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 1.0X100	5	1.0	100	¥70,000	
92004	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 1.0X150	5	1.0	150	¥72,000	
92005	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 1.0X250	5	1.0	250	¥75,000	
92020	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 1.5X35	5	1.5	35	¥47,000	
92021	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 1.5X50	5	1.5	50	¥55,000	
92022	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 1.5X75	5	1.5	75	¥58,000	
92023	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 1.5X100	5	1.5	100	¥65,000	
92024	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 1.5X150	5	1.5	150	¥67,000	
92025	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 1.5X250	5	1.5	250	¥70,000	
92009	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 2.0X20	5	2.0	20	¥53,000	
92010	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 2.0X35	5	2.0	35	¥45,000	
92011	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 2.0X50	5	2.0	50	¥50,000	
92012	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 2.0X75	5	2.0	75	¥53,000	
92013	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 2.0X100	5	2.0	100	¥55,000	
92014	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 2.0X150	5	2.0	150	¥57,000	
92015	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 2.0X250	5	2.0	250	¥67,000	
92030	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 3.0X35	5	3.0	35	¥43,000	
92031	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 3.0X50	5	3.0	50	¥45,000	
92032	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 3.0X75	5	3.0	75	¥48,000	
92033	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 3.0X100	5	3.0	100	¥50,000	
92034	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 3.0X150	5	3.0	150	¥55,000	
92035	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 3.0X250	5	3.0	250	¥65,000	
92040	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 4.6X35	5	4.6	35	¥43,000	
92041	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 4.6X50	5	4.6	50	¥45,000	
92042	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 4.6X75	5	4.6	75	¥48,000	
92043	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 4.6X100	5	4.6	100	¥50,000	
92044	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 4.6X150	5	4.6	150	¥55,000	
92045	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 4.6X250	5	4.6	250	¥65,000	
92102	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 6.0X35	5	6.0	35	¥28,000	
92104	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 6.0X150	5	6.0	150	¥65,000	
92105	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 6.0X250	5	6.0	250	¥78,000	
92069	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 10X20	5	10	20	¥60,000	
92071	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 10X50	5	10	50	¥75,000	
92074	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 10X150	5	10	150	¥130,000	
92075	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 10X250	5	10	250	¥150,000	
92076	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 15X30	5	15	30	¥75,000	
92077	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 15X50	5	15	50	¥90,000	
92079	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 15X250	5	15	250	¥240,000	
92080	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 20X35	5	20	35	¥90,000	
92081	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 20X50	5	20	50	¥110,000	
92082	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 20X75	5	20	75	¥160,000	
92083	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 20X100	5	20	100	¥210,000	
92084	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 20X150	5	20	150	¥230,000	
92085	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 20X250	5	20	250	¥270,000	
92090	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 30X30	5	30	30	¥150,000	
92091	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 30X50	5	30	50	¥195,000	
92092	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 30X75	5	30	75	¥240,000	
92093	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 30X100	5	30	100	¥350,000	
92094	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 30X150	5	30	150	¥500,000	
92095	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 30X250	5	30	250	¥700,000	
92096	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 50X50	5	50	50	¥500,000	
92097	CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 50X250	5	50	250	¥1,800,000	
12170	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 2.0X10 (2PCS)	5	2.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12173	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 2.0X20 (2PCS)	5	2.0	20	¥23,000	ガードカートリッジカラム
12180	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 4.0X10 (2PCS)	5	4.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12185	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 AQ (S5) 4.0X20 (2PCS)	5	4.0	20	¥23,000	ガードカートリッジカラム
12415	CARTRIDGE HOLDER 10L 用	-	-	10	¥20,000	カートリッジホルダー
12414	CARTRIDGE HOLDER 20L 用	-	-	20	¥20,000	カートリッジホルダー

CAPCELL PAK C18 ACR

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
92200	CAPCELL PAK C18 ACR(S3)0.3X150	3	0.3	150	¥95,000	
92205	CAPCELL PAK C18 ACR(S3)0.5X150	3	0.5	150	¥85,000	
92210	CAPCELL PAK C18 ACR(S3)1.0X35	3	1.0	35	¥35,000	
92211	CAPCELL PAK C18 ACR(S3)1.0X50	3	1.0	50	¥59,000	
92212	CAPCELL PAK C18 ACR(S3)1.0X75	3	1.0	75	¥62,000	
92213	CAPCELL PAK C18 ACR(S3)1.0X100	3	1.0	100	¥70,000	
92214	CAPCELL PAK C18 ACR(S3)1.0X150	3	1.0	150	¥70,000	
92215	CAPCELL PAK C18 ACR(S3)1.0X250	3	1.0	250	¥75,000	
92220	CAPCELL PAK C18 ACR(S3)1.5X35	3	1.5	35	¥35,000	
92221	CAPCELL PAK C18 ACR(S3)1.5X50	3	1.5	50	¥55,000	
92222	CAPCELL PAK C18 ACR(S3)1.5X75	3	1.5	75	¥58,000	
92223	CAPCELL PAK C18 ACR(S3)1.5X100	3	1.5	100	¥65,000	
92224	CAPCELL PAK C18 ACR(S3)1.5X150	3	1.5	150	¥65,000	
92225	CAPCELL PAK C18 ACR(S3)1.5X250	3	1.5	250	¥70,000	
92230	CAPCELL PAK C18 ACR(S3)2.0X20	3	2.0	20	¥53,000	
92231	CAPCELL PAK C18 ACR(S3)2.0X35	3	2.0	35	¥35,000	
92232	CAPCELL PAK C18 ACR(S3)2.0X50	3	2.0	50	¥50,000	
92233	CAPCELL PAK C18 ACR(S3)2.0X75	3	2.0	75	¥53,000	
92234	CAPCELL PAK C18 ACR(S3)2.0X100	3	2.0	100	¥55,000	
92235	CAPCELL PAK C18 ACR(S3)2.0X150	3	2.0	150	¥55,000	
92236	CAPCELL PAK C18 ACR(S3)2.0X250	3	2.0	250	¥60,000	
92240	CAPCELL PAK C18 ACR(S3)3.0X35	3	3.0	35	¥23,000	
92241	CAPCELL PAK C18 ACR(S3)3.0X50	3	3.0	50	¥32,000	
92242	CAPCELL PAK C18 ACR(S3)3.0X75	3	3.0	75	¥35,000	
92243	CAPCELL PAK C18 ACR(S3)3.0X100	3	3.0	100	¥37,000	
92244	CAPCELL PAK C18 ACR(S3)3.0X150	3	3.0	150	¥45,000	
92245	CAPCELL PAK C18 ACR(S3)3.0X250	3	3.0	250	¥52,000	
92250	CAPCELL PAK C18 ACR(S3)4.6X35	3	4.6	35	¥23,000	
92251	CAPCELL PAK C18 ACR(S3)4.6X50	3	4.6	50	¥32,000	
92252	CAPCELL PAK C18 ACR(S3)4.6X75	3	4.6	75	¥35,000	
92253	CAPCELL PAK C18 ACR(S3)4.6X100	3	4.6	100	¥37,000	
92254	CAPCELL PAK C18 ACR(S3)4.6X150	3	4.6	150	¥45,000	
92255	CAPCELL PAK C18 ACR(S3)4.6X250	3	4.6	250	¥52,000	
12050	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 ACR(S3)2.0X10(2PCS)	3	2.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12055	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 ACR(S3)2.0X20(2PCS)	3	2.0	20	¥23,000	ガードカートリッジカラム
12060	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 ACR(S3)4.0X10(2PCS)	3	4.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12065	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 ACR(S3)4.0X20(2PCS)	3	4.0	20	¥23,000	ガードカートリッジカラム
12415	CARTRIDGE HOLDER 10L 用	-	-	10	¥20,000	カートリッジホルダー
12414	CARTRIDGE HOLDER 20L 用	-	-	20	¥20,000	カートリッジホルダー

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
91913	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)0.3X150	5	0.3	150	¥95,000	
91933	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)0.5X150	5	0.5	150	¥85,000	
91501	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)1.0X35	5	1.0	35	¥35,000	
91505	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)1.0X50	5	1.0	50	¥59,000	
91502	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)1.0X75	5	1.0	75	¥62,000	
91506	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)1.0X100	5	1.0	100	¥70,000	
91503	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)1.0X150	5	1.0	150	¥70,000	
91504	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)1.0X250	5	1.0	250	¥75,000	
91401	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)1.5X35	5	1.5	35	¥35,000	
91405	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)1.5X50	5	1.5	50	¥55,000	
91402	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)1.5X75	5	1.5	75	¥58,000	
91400	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)1.5X100	5	1.5	100	¥65,000	
91403	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)1.5X150	5	1.5	150	¥65,000	
91404	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)1.5X250	5	1.5	250	¥70,000	
91306	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)2.0X20	5	2.0	20	¥53,000	
91301	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)2.0X35	5	2.0	35	¥35,000	
91305	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)2.0X50	5	2.0	50	¥50,000	
91308	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)2.0X75	5	2.0	75	¥53,000	
91307	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)2.0X100	5	2.0	100	¥55,000	
91303	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)2.0X150	5	2.0	150	¥55,000	
91304	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)2.0X250	5	2.0	250	¥60,000	
91201	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)3.0X35	5	3.0	35	¥23,000	
91205	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)3.0X50	5	3.0	50	¥32,000	
91206	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)3.0X75	5	3.0	75	¥35,000	
91207	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)3.0X100	5	3.0	100	¥37,000	
91203	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)3.0X150	5	3.0	150	¥45,000	
91204	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)3.0X250	5	3.0	250	¥52,000	
91101	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)4.6X35	5	4.6	35	¥23,000	
91105	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)4.6X50	5	4.6	50	¥32,000	
91106	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)4.6X75	5	4.6	75	¥35,000	
91107	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)4.6X100	5	4.6	100	¥37,000	
91103	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)4.6X150	5	4.6	150	¥45,000	
91104	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)4.6X250	5	4.6	250	¥52,000	
91110	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)6.0X35	5	6.0	35	¥28,000	
91213	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)6.0X150	5	6.0	150	¥60,000	
91115	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)6.0X250	5	6.0	250	¥78,000	
91601	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)10X20	5	10	20	¥50,000	
91602	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)10X50	5	10	50	¥80,000	
91603	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)10X150	5	10	150	¥130,000	
91604	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)10X250	5	10	250	¥140,000	
91610	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)15X30	5	15	30	¥75,000	
91611	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)15X50	5	15	50	¥85,000	
91615	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)15X250	5	15	250	¥230,000	
91701	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)20X35	5	20	35	¥85,000	
91702	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)20X50	5	20	50	¥100,000	
91705	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)20X75	5	20	75	¥150,000	
91706	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)20X100	5	20	100	¥210,000	
91703	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)20X150	5	20	150	¥220,000	
91704	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)20X250	5	20	250	¥260,000	
91801	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)30X30	5	30	30	¥150,000	
91802	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)30X50	5	30	50	¥180,000	
91803	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)30X75	5	30	75	¥250,000	
91805	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)30X100	5	30	100	¥350,000	
91806	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)30X150	5	30	150	¥500,000	
91804	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)30X250	5	30	250	¥650,000	
91810	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)50X50	5	50	50	¥500,000	
91814	CAPCELL PAK C18 ACR(S5)50X250	5	50	250	¥1,800,000	
12152	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 ACR(S5)2.0X10(2PCS)	5	2.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12153	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 ACR(S5)2.0X20(2PCS)	5	2.0	20	¥23,000	ガードカートリッジカラム
12155	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 ACR(S5)4.0X10(2PCS)	5	4.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12156	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 ACR(S5)4.0X20(2PCS)	5	4.0	20	¥23,000	ガードカートリッジカラム
12415	CARTRIDGE HOLDER 10L 用	-	-	10	¥20,000	カートリッジホルダー
12414	CARTRIDGE HOLDER 20L 用	-	-	20	¥20,000	カートリッジホルダー

CAPCELL PAK C18 BB

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
92318	CAPCELL PAK C18 BB(S3)0.3X100(1/32)	3	0.3	100	¥120,000	
92316	CAPCELL PAK C18 BB(S3)0.3X150(1/32)	3	0.3	150	¥120,000	
92267	CAPCELL PAK C18 BB(S3)3.0X35	3	3.0	35	¥56,000	
92268	CAPCELL PAK C18 BB(S3)3.0X50	3	3.0	50	¥63,000	
92269	CAPCELL PAK C18 BB(S3)3.0X75	3	3.0	75	¥69,000	
92270	CAPCELL PAK C18 BB(S3)3.0X100	3	3.0	100	¥75,000	
92271	CAPCELL PAK C18 BB(S3)3.0X150	3	3.0	150	¥86,000	
92272	CAPCELL PAK C18 BB(S3)4.6X35	3	4.6	35	¥50,000	
92273	CAPCELL PAK C18 BB(S3)4.6X50	3	4.6	50	¥58,000	
92274	CAPCELL PAK C18 BB(S3)4.6X75	3	4.6	75	¥65,000	
92275	CAPCELL PAK C18 BB(S3)4.6X100	3	4.6	100	¥72,000	
92276	CAPCELL PAK C18 BB(S3)4.6X150	3	4.6	150	¥86,000	
92277	CAPCELL PAK C18 BB(S3)4.6X250	3	4.6	250	¥116,000	
12334	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 BB(S3)2.0X10(2PCS)	3	2.0	10	¥32,000	ガードカートリッジカラム
12332	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 BB(S3)4.0X10(2PCS)	3	4.0	10	¥32,000	ガードカートリッジカラム
12415	CARTRIDGE HOLDER 10L 用	-	-	10	¥20,000	カートリッジホルダー

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
92281	CAPCELL PAK C18 BB(S5)2.1X35	5	2.1	35	¥54,000	
92282	CAPCELL PAK C18 BB(S5)2.1X50	5	2.1	50	¥56,000	
92283	CAPCELL PAK C18 BB(S5)2.1X75	5	2.1	75	¥60,000	
92284	CAPCELL PAK C18 BB(S5)2.1X100	5	2.1	100	¥65,000	
92285	CAPCELL PAK C18 BB(S5)2.1X150	5	2.1	150	¥74,000	
92286	CAPCELL PAK C18 BB(S5)2.1X250	5	2.1	250	¥92,000	
92287	CAPCELL PAK C18 BB(S5)3.0X35	5	3.0	35	¥53,000	
92288	CAPCELL PAK C18 BB(S5)3.0X50	5	3.0	50	¥60,000	
92289	CAPCELL PAK C18 BB(S5)3.0X75	5	3.0	75	¥65,000	
92290	CAPCELL PAK C18 BB(S5)3.0X100	5	3.0	100	¥70,000	
92291	CAPCELL PAK C18 BB(S5)3.0X150	5	3.0	150	¥80,000	
92292	CAPCELL PAK C18 BB(S5)3.0X250	5	3.0	250	¥100,000	
92293	CAPCELL PAK C18 BB(S5)4.6X35	5	4.6	35	¥45,000	
92294	CAPCELL PAK C18 BB(S5)4.6X50	5	4.6	50	¥52,000	
92295	CAPCELL PAK C18 BB(S5)4.6X75	5	4.6	75	¥58,000	
92296	CAPCELL PAK C18 BB(S5)4.6X100	5	4.6	100	¥62,000	
92297	CAPCELL PAK C18 BB(S5)4.6X150	5	4.6	150	¥74,000	
92298	CAPCELL PAK C18 BB(S5)4.6X250	5	4.6	250	¥95,000	
12333	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 BB(S5)2.0X10(2PCS)	5	2.0	10	¥32,000	ガードカートリッジカラム
12331	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 BB(S5)4.0X10(2PCS)	5	4.0	10	¥32,000	ガードカートリッジカラム
12415	CARTRIDGE HOLDER 10L 用	-	-	10	¥20,000	カートリッジホルダー

CAPCELL PAK C18 BB-H

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
92261	CAPCELL PAK C18 BB-H(S3)2.1X20	3	2.1	20	¥60,000	
92262	CAPCELL PAK C18 BB-H(S3)2.1X35	3	2.1	35	¥55,000	
92263	CAPCELL PAK C18 BB-H(S3)2.1X50	3	2.1	50	¥57,000	
92264	CAPCELL PAK C18 BB-H(S3)2.1X75	3	2.1	75	¥62,000	
92265	CAPCELL PAK C18 BB-H(S3)2.1X100	3	2.1	100	¥67,000	
92266	CAPCELL PAK C18 BB-H(S3)2.1X150	3	2.1	150	¥77,000	

CAPCELL PAK C18 IF

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
92843	CAPCELL PAK C18 IF(S2)2.0X20	2	2.0	20	¥58,000	
92846	CAPCELL PAK C18 IF(S2)2.0X35	2	2.0	35	¥60,000	
92844	CAPCELL PAK C18 IF(S2)2.0X50	2	2.0	50	¥60,000	
92845	CAPCELL PAK C18 IF(S2)2.0X100	2	2.0	100	¥62,000	

CAPCELL PAK C18 IF2

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
92883	CAPCELL PAK C18 IF2(S2)2.1X20	2	2.1	20	¥78,000	
92884	CAPCELL PAK C18 IF2(S2)2.1X35	2	2.1	35	¥79,000	
92885	CAPCELL PAK C18 IF2(S2)2.1X50	2	2.1	50	¥80,000	
92886	CAPCELL PAK C18 IF2(S2)2.1X75	2	2.1	75	¥82,000	
92887	CAPCELL PAK C18 IF2(S2)2.1X100	2	2.1	100	¥82,000	
3641	EXP® GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 IF2(S2)2.1X5	2	2.1	5	¥40,000	EXP®ガードカートリッジカラム,高耐圧(100MPa)仕様
3640	EXP® DIRECT CONNECT HOLDER	-	-	5	¥64,000	EXP® カートリッジホルダー

EXP® は Optimize Technologies, Inc. の登録商標です。

CAPCELL PAK C18 SG120

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
11310	CAPCELL PAK C18 SG120(S3)4.6X35	3	4.6	35	¥26,000	
11311	CAPCELL PAK C18 SG120(S3)4.6X50	3	4.6	50	¥40,000	
11300	CAPCELL PAK C18 SG120(S3)4.6X75	3	4.6	75	¥44,000	
11312	CAPCELL PAK C18 SG120(S3)4.6X100	3	4.6	100	¥45,000	
11314	CAPCELL PAK C18 SG120(S3)4.6X150	3	4.6	150	¥60,000	
11315	CAPCELL PAK C18 SG120(S3)4.6X250	3	4.6	250	¥70,000	

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
11290	CAPCELL PAK C18 SG120(S5)1.5X35	5	1.5	35	¥35,000	
11292	CAPCELL PAK C18 SG120(S5)1.5X150	5	1.5	150	¥70,000	
11291	CAPCELL PAK C18 SG120(S5)1.5X250	5	1.5	250	¥75,000	
11294	CAPCELL PAK C18 SG120(S5)2.0X35	5	2.0	35	¥35,000	
11293	CAPCELL PAK C18 SG120(S5)2.0X150	5	2.0	150	¥55,000	
11295	CAPCELL PAK C18 SG120(S5)2.0X250	5	2.0	250	¥60,000	
12521	CAPCELL PAK C18 SG120(S5)3.0X35	5	3.0	35	¥23,000	
12518	CAPCELL PAK C18 SG120(S5)3.0X150	5	3.0	150	¥55,000	
12519	CAPCELL PAK C18 SG120(S5)3.0X250	5	3.0	250	¥68,000	
12510	CAPCELL PAK C18 SG120(S5)4.6X35	5	4.6	35	¥23,000	
12514	CAPCELL PAK C18 SG120(S5)4.6X50	5	4.6	50	¥45,000	
12517	CAPCELL PAK C18 SG120(S5)4.6X75	5	4.6	75	¥47,000	
12511	CAPCELL PAK C18 SG120(S5)4.6X100	5	4.6	100	¥50,000	
12512	CAPCELL PAK C18 SG120(S5)4.6X150	5	4.6	150	¥55,000	
12513	CAPCELL PAK C18 SG120(S5)4.6X250	5	4.6	250	¥68,000	
13510	CAPCELL PAK C18 SG120(S5)6.0X35	5	6.0	35	¥26,000	
13512	CAPCELL PAK C18 SG120(S5)6.0X150	5	6.0	150	¥60,000	
13513	CAPCELL PAK C18 SG120(S5)6.0X250	5	6.0	250	¥73,000	
14510	CAPCELL PAK C18 SG120(S5)10X20	5	10	20	¥35,000	
14513	CAPCELL PAK C18 SG120(S5)10X250	5	10	250	¥155,000	
15510	CAPCELL PAK C18 SG120(S5)15X30	5	15	30	¥57,000	
15512	CAPCELL PAK C18 SG120(S5)15X150	5	15	150	¥200,000	
15513	CAPCELL PAK C18 SG120(S5)15X250	5	15	250	¥230,000	
16510	CAPCELL PAK C18 SG120(S5)20X50	5	20	50	¥87,000	
16512	CAPCELL PAK C18 SG120(S5)20X150	5	20	150	¥250,000	
16513	CAPCELL PAK C18 SG120(S5)20X250	5	20	250	¥350,000	
26500	CAPCELL PAK C18 SG120(S5)30X30	5	30	30	¥160,000	
26501	CAPCELL PAK C18 SG120(S5)30X250	5	30	250	¥750,000	
12411	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 SG120(S5)4.0X10(2PCS)	5	4.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12415	CARTRIDGE HOLDER 10L 用	-	-	10	¥20,000	カートリッジホルダー

CAPCELL PAK C18 SG300

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
12527	CAPCELL PAK C18 SG300(S5)1.0X35	5	1.0	35	¥35,000	
11500	CAPCELL PAK C18 SG300(S5)1.0X50	5	1.0	50	¥59,000	
12528	CAPCELL PAK C18 SG300(S5)1.0X150	5	1.0	150	¥70,000	
11504	CAPCELL PAK C18 SG300(S5)1.0X250	5	1.0	250	¥90,000	
11519	CAPCELL PAK C18 SG300(S5)2.0X35	5	2.0	35	¥35,000	
11520	CAPCELL PAK C18 SG300(S5)2.0X50	5	2.0	50	¥50,000	
11523	CAPCELL PAK C18 SG300(S5)2.0X150	5	2.0	150	¥55,000	
11525	CAPCELL PAK C18 SG300(S5)2.0X250	5	2.0	250	¥60,000	
12520	CAPCELL PAK C18 SG300(S5)4.6X35	5	4.6	35	¥23,000	
12524	CAPCELL PAK C18 SG300(S5)4.6X50	5	4.6	50	¥48,000	
12525	CAPCELL PAK C18 SG300(S5)4.6X75	5	4.6	75	¥50,000	
12526	CAPCELL PAK C18 SG300(S5)4.6X100	5	4.6	100	¥54,000	
12522	CAPCELL PAK C18 SG300(S5)4.6X150	5	4.6	150	¥59,000	
12523	CAPCELL PAK C18 SG300(S5)4.6X250	5	4.6	250	¥73,000	
13520	CAPCELL PAK C18 SG300(S5)6.0X35	5	6.0	35	¥26,000	
13522	CAPCELL PAK C18 SG300(S5)6.0X150	5	6.0	150	¥64,000	
13523	CAPCELL PAK C18 SG300(S5)6.0X250	5	6.0	250	¥78,000	
14520	CAPCELL PAK C18 SG300(S5)10X20	5	10	20	¥36,000	
14523	CAPCELL PAK C18 SG300(S5)10X250	5	10	250	¥180,000	
15520	CAPCELL PAK C18 SG300(S5)15X30	5	15	30	¥60,000	
15523	CAPCELL PAK C18 SG300(S5)15X250	5	15	250	¥260,000	
16520	CAPCELL PAK C18 SG300(S5)20X50	5	20	50	¥97,000	
16522	CAPCELL PAK C18 SG300(S5)20X150	5	20	150	¥320,000	
16523	CAPCELL PAK C18 SG300(S5)20X250	5	20	250	¥390,000	
15524	CAPCELL PAK C18 SG300(S5)30X30	5	30	30	¥160,000	
16525	CAPCELL PAK C18 SG300(S5)30X250	5	30	250	¥750,000	
12418	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 SG300(S5)4.0X10(2PCS)	5	4.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12415	CARTRIDGE HOLDER 10L 用	-	-	10	¥20,000	カートリッジホルダー

CAPCELL PAK C18 AG120

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
12501	CAPCELL PAK C18 AG120(S5)4.6X35	5	4.6	35	¥23,000	
12505	CAPCELL PAK C18 AG120(S5)4.6X50	5	4.6	50	¥45,000	
12516	CAPCELL PAK C18 AG120(S5)4.6X75	5	4.6	75	¥47,000	
12502	CAPCELL PAK C18 AG120(S5)4.6X100	5	4.6	100	¥50,000	
12503	CAPCELL PAK C18 AG120(S5)4.6X150	5	4.6	150	¥55,000	
12504	CAPCELL PAK C18 AG120(S5)4.6X250	5	4.6	250	¥68,000	
12506	CAPCELL PAK C18 AG120(S5)6.0X35	5	6.0	35	¥26,000	
12508	CAPCELL PAK C18 AG120(S5)6.0X150	5	6.0	150	¥60,000	
12509	CAPCELL PAK C18 AG120(S5)6.0X250	5	6.0	250	¥73,000	
14501	CAPCELL PAK C18 AG120(S5)10X20	5	10	20	¥35,000	
14504	CAPCELL PAK C18 AG120(S5)10X250	5	10	250	¥155,000	
14506	CAPCELL PAK C18 AG120(S5)15X30	5	15	30	¥57,000	
14508	CAPCELL PAK C18 AG120(S5)15X250	5	15	250	¥230,000	
15501	CAPCELL PAK C18 AG120(S5)20X50	5	20	50	¥87,000	
15504	CAPCELL PAK C18 AG120(S5)20X250	5	20	250	¥350,000	
16500	CAPCELL PAK C18 AG120(S5)30X50	5	30	50	¥180,000	
16501	CAPCELL PAK C18 AG120(S5)30X250	5	30	250	¥750,000	
12410	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C18 AG120(S5)4.0X10(2PCS)	5	4.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12415	CARTRIDGE HOLDER 10L 用	-	-	10	¥20,000	カートリッジホルダー

SUPERIOREX ODS

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
41403	SUPERIOREX ODS (S5) 0.3X150	5	0.3	150	¥95,000	
41393	SUPERIOREX ODS (S5) 0.5X150	5	0.5	150	¥85,000	
41409	SUPERIOREX ODS (S5) 1.0X35	5	1.0	35	¥35,000	
41410	SUPERIOREX ODS (S5) 1.0X50	5	1.0	50	¥59,000	
41411	SUPERIOREX ODS (S5) 1.0X75	5	1.0	75	¥66,000	
41412	SUPERIOREX ODS (S5) 1.0X100	5	1.0	100	¥70,000	
41413	SUPERIOREX ODS (S5) 1.0X150	5	1.0	150	¥70,000	
41414	SUPERIOREX ODS (S5) 1.0X250	5	1.0	250	¥75,000	
41418	SUPERIOREX ODS (S5) 1.5X35	5	1.5	35	¥35,000	
41419	SUPERIOREX ODS (S5) 1.5X50	5	1.5	50	¥55,000	
41420	SUPERIOREX ODS (S5) 1.5X75	5	1.5	75	¥58,000	
41421	SUPERIOREX ODS (S5) 1.5X100	5	1.5	100	¥60,000	
41422	SUPERIOREX ODS (S5) 1.5X150	5	1.5	150	¥65,000	
41423	SUPERIOREX ODS (S5) 1.5X250	5	1.5	250	¥70,000	
41428	SUPERIOREX ODS (S5) 2.0X20	5	2.0	20	¥53,000	
41429	SUPERIOREX ODS (S5) 2.0X35	5	2.0	35	¥35,000	
41430	SUPERIOREX ODS (S5) 2.0X50	5	2.0	50	¥50,000	
41431	SUPERIOREX ODS (S5) 2.0X75	5	2.0	75	¥53,000	
41432	SUPERIOREX ODS (S5) 2.0X100	5	2.0	100	¥55,000	
41433	SUPERIOREX ODS (S5) 2.0X150	5	2.0	150	¥55,000	
41434	SUPERIOREX ODS (S5) 2.0X250	5	2.0	250	¥60,000	
41501	SUPERIOREX ODS (S5) 4.6X35	5	4.6	35	¥18,000	
41502	SUPERIOREX ODS (S5) 4.6X50	5	4.6	50	¥20,000	
41506	SUPERIOREX ODS (S5) 4.6X75	5	4.6	75	¥33,000	
41507	SUPERIOREX ODS (S5) 4.6X100	5	4.6	100	¥35,000	
41503	SUPERIOREX ODS (S5) 4.6X150	5	4.6	150	¥35,000	
41504	SUPERIOREX ODS (S5) 4.6X250	5	4.6	250	¥42,000	
42501	SUPERIOREX ODS (S5) 10X35	5	10	35	¥60,000	
42502	SUPERIOREX ODS (S5) 10X50	5	10	50	¥80,000	
42500	SUPERIOREX ODS (S5) 10X150	5	10	150	¥150,000	
42503	SUPERIOREX ODS (S5) 10X250	5	10	250	¥180,000	
41510	SUPERIOREX ODS (S5) 15X30	5	15	30	¥90,000	
41511	SUPERIOREX ODS (S5) 15X50	5	15	50	¥110,000	
41515	SUPERIOREX ODS (S5) 15X250	5	15	250	¥300,000	
43501	SUPERIOREX ODS (S5) 20X35	5	20	35	¥110,000	
43502	SUPERIOREX ODS (S5) 20X50	5	20	50	¥130,000	
43505	SUPERIOREX ODS (S5) 20X75	5	20	75	¥180,000	
43506	SUPERIOREX ODS (S5) 20X100	5	20	100	¥230,000	
43507	SUPERIOREX ODS (S5) 20X150	5	20	150	¥270,000	
43503	SUPERIOREX ODS (S5) 20X250	5	20	250	¥370,000	
43598	SUPERIOREX ODS (S5) 30X30	5	30	30	¥150,000	
43599	SUPERIOREX ODS (S5) 30X50	5	30	50	¥200,000	
43600	SUPERIOREX ODS (S5) 30X75	5	30	75	¥270,000	
43601	SUPERIOREX ODS (S5) 30X100	5	30	100	¥400,000	
43602	SUPERIOREX ODS (S5) 30X150	5	30	150	¥500,000	
43603	SUPERIOREX ODS (S5) 30X250	5	30	250	¥750,000	
43610	SUPERIOREX ODS (S5) 50X50	5	50	50	¥600,000	
43614	SUPERIOREX ODS (S5) 50X250	5	50	250	¥2,000,000	
12076	GUARD CARTRIDGE SUPERIOREX ODS (S5) 2.0X10 (2PCS)	5	2.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12077	GUARD CARTRIDGE SUPERIOREX ODS (S5) 2.0X20 (2PCS)	5	2.0	20	¥23,000	ガードカートリッジカラム
12078	GUARD CARTRIDGE SUPERIOREX ODS (S5) 4.0X10 (2PCS)	5	4.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12079	GUARD CARTRIDGE SUPERIOREX ODS (S5) 4.0X20 (2PCS)	5	4.0	20	¥23,000	ガードカートリッジカラム
12415	CARTRIDGE HOLDER 10L 用	-	-	10	¥20,000	カートリッジホルダー
12414	CARTRIDGE HOLDER 20L 用	-	-	20	¥20,000	カートリッジホルダー

CAPCELL CORE C18

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
51097	CAPCELL CORE C18(S2.7) 1.0X50	2.7	1.0	50	¥84,000	
51099	CAPCELL CORE C18(S2.7) 1.0X100	2.7	1.0	100	¥104,000	
51100	CAPCELL CORE C18(S2.7) 1.0X150	2.7	1.0	150	¥124,000	
51101	CAPCELL CORE C18(S2.7) 2.1X20	2.7	2.1	20	¥70,000	
51102	CAPCELL CORE C18(S2.7) 2.1X35	2.7	2.1	35	¥70,000	
51103	CAPCELL CORE C18(S2.7) 2.1X50	2.7	2.1	50	¥72,000	
51104	CAPCELL CORE C18(S2.7) 2.1X75	2.7	2.1	75	¥77,000	
51105	CAPCELL CORE C18(S2.7) 2.1X100	2.7	2.1	100	¥88,000	
51106	CAPCELL CORE C18(S2.7) 2.1X150	2.7	2.1	150	¥93,000	
51107	CAPCELL CORE C18(S2.7) 3.0X20	2.7	3.0	20	¥70,000	
51108	CAPCELL CORE C18(S2.7) 3.0X35	2.7	3.0	35	¥70,000	
51109	CAPCELL CORE C18(S2.7) 3.0X50	2.7	3.0	50	¥72,000	
51110	CAPCELL CORE C18(S2.7) 3.0X75	2.7	3.0	75	¥77,000	
51111	CAPCELL CORE C18(S2.7) 3.0X100	2.7	3.0	100	¥88,000	
51112	CAPCELL CORE C18(S2.7) 3.0X150	2.7	3.0	150	¥93,000	
51113	CAPCELL CORE C18(S2.7) 4.6X20	2.7	4.6	20	¥66,000	
51118	CAPCELL CORE C18(S2.7) 4.6X30	2.7	4.6	30	¥66,000	
51114	CAPCELL CORE C18(S2.7) 4.6X50	2.7	4.6	50	¥72,000	
51115	CAPCELL CORE C18(S2.7) 4.6X75	2.7	4.6	75	¥77,000	
51116	CAPCELL CORE C18(S2.7) 4.6X100	2.7	4.6	100	¥88,000	
51117	CAPCELL CORE C18(S2.7) 4.6X150	2.7	4.6	150	¥93,000	
3643	EXP® GUARD CARTRIDGE CAPCELL CORE C18(S2.7) 2.1X5	2.7	2.1	5	¥40,000	EXP® ガードカートリッジカラム,高耐圧(60MPa)仕様
3644	EXP® GUARD CARTRIDGE CAPCELL CORE C18(S2.7) 4.6X5	2.7	4.6	5	¥40,000	EXP® ガードカートリッジカラム,高耐圧(60MPa)仕様
3640	EXP® DIRECT CONNECT HOLDER	-	-	5	¥64,000	EXP® カートリッジホルダー

EXP® は Optimize Technologies, Inc. の登録商標です。

CAPCELL CORE MP

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
51212	CAPCELL CORE MP(S2.7) 2.1X35	2.7	2.1	35	¥72,000	
51213	CAPCELL CORE MP(S2.7) 2.1X50	2.7	2.1	50	¥74,000	
51214	CAPCELL CORE MP(S2.7) 2.1X75	2.7	2.1	75	¥79,000	
51215	CAPCELL CORE MP(S2.7) 2.1X100	2.7	2.1	100	¥86,000	
51216	CAPCELL CORE MP(S2.7) 2.1X150	2.7	2.1	150	¥92,000	
51221	CAPCELL CORE MP(S2.7) 3.0X100	2.7	3.0	100	¥89,000	
51222	CAPCELL CORE MP(S2.7) 3.0X150	2.7	3.0	150	¥94,000	
51224	CAPCELL CORE MP(S2.7) 4.6X50	2.7	4.6	50	¥74,000	
51225	CAPCELL CORE MP(S2.7) 4.6X75	2.7	4.6	75	¥79,000	
51226	CAPCELL CORE MP(S2.7) 4.6X100	2.7	4.6	100	¥89,000	
51227	CAPCELL CORE MP(S2.7) 4.6X150	2.7	4.6	150	¥94,000	
3649	EXP® GUARD CARTRIDGE CAPCELL CORE MP(S2.7) 2.1X5	2.7	2.1	5	¥40,000	EXP® ガードカートリッジカラム,高耐圧(60MPa)仕様
3640	EXP® DIRECT CONNECT HOLDER	-	-	5	¥64,000	EXP® カートリッジホルダー

EXP® は Optimize Technologies, Inc. の登録商標です。

CAPCELL PAK C8 DD

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
92350	CAPCELL PAK C8 DD(S3)0.3X150	3	0.3	150	¥95,000	
92351	CAPCELL PAK C8 DD(S3)0.5X150	3	0.5	150	¥85,000	
92352	CAPCELL PAK C8 DD(S3)1.0X35	3	1.0	35	¥35,000	
92353	CAPCELL PAK C8 DD(S3)1.0X50	3	1.0	50	¥59,000	
92354	CAPCELL PAK C8 DD(S3)1.0X75	3	1.0	75	¥62,000	
92355	CAPCELL PAK C8 DD(S3)1.0X100	3	1.0	100	¥70,000	
92356	CAPCELL PAK C8 DD(S3)1.0X150	3	1.0	150	¥70,000	
92357	CAPCELL PAK C8 DD(S3)1.0X250	3	1.0	250	¥75,000	
92358	CAPCELL PAK C8 DD(S3)1.5X35	3	1.5	35	¥35,000	
92359	CAPCELL PAK C8 DD(S3)1.5X50	3	1.5	50	¥55,000	
92360	CAPCELL PAK C8 DD(S3)1.5X75	3	1.5	75	¥58,000	
92361	CAPCELL PAK C8 DD(S3)1.5X100	3	1.5	100	¥65,000	
92362	CAPCELL PAK C8 DD(S3)1.5X150	3	1.5	150	¥65,000	
92363	CAPCELL PAK C8 DD(S3)1.5X250	3	1.5	250	¥70,000	
92364	CAPCELL PAK C8 DD(S3)2.0X20	3	2.0	20	¥53,000	
92365	CAPCELL PAK C8 DD(S3)2.0X35	3	2.0	35	¥35,000	
92366	CAPCELL PAK C8 DD(S3)2.0X50	3	2.0	50	¥50,000	
92367	CAPCELL PAK C8 DD(S3)2.0X75	3	2.0	75	¥53,000	
92368	CAPCELL PAK C8 DD(S3)2.0X100	3	2.0	100	¥55,000	
92369	CAPCELL PAK C8 DD(S3)2.0X150	3	2.0	150	¥55,000	
92370	CAPCELL PAK C8 DD(S3)2.0X250	3	2.0	250	¥60,000	
92371	CAPCELL PAK C8 DD(S3)3.0X35	3	3.0	35	¥23,000	
92372	CAPCELL PAK C8 DD(S3)3.0X50	3	3.0	50	¥32,000	
92373	CAPCELL PAK C8 DD(S3)3.0X75	3	3.0	75	¥35,000	
92374	CAPCELL PAK C8 DD(S3)3.0X100	3	3.0	100	¥37,000	
92375	CAPCELL PAK C8 DD(S3)3.0X150	3	3.0	150	¥45,000	
92376	CAPCELL PAK C8 DD(S3)3.0X250	3	3.0	250	¥52,000	
92377	CAPCELL PAK C8 DD(S3)4.6X35	3	4.6	35	¥23,000	
92378	CAPCELL PAK C8 DD(S3)4.6X50	3	4.6	50	¥32,000	
92379	CAPCELL PAK C8 DD(S3)4.6X75	3	4.6	75	¥35,000	
92380	CAPCELL PAK C8 DD(S3)4.6X100	3	4.6	100	¥37,000	
92381	CAPCELL PAK C8 DD(S3)4.6X150	3	4.6	150	¥45,000	
92382	CAPCELL PAK C8 DD(S3)4.6X250	3	4.6	250	¥52,000	
92383	CAPCELL PAK C8 DD(S3)10X20	3	10	20	¥60,000	
92385	CAPCELL PAK C8 DD(S3)10X150	3	10	150	¥145,000	
92386	CAPCELL PAK C8 DD(S3)10X250	3	10	250	¥185,000	
92390	CAPCELL PAK C8 DD(S3)20X35	3	20	35	¥98,000	
92394	CAPCELL PAK C8 DD(S3)20X150	3	20	150	¥265,000	
92395	CAPCELL PAK C8 DD(S3)20X250	3	20	250	¥335,000	
12106	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C8 DD(S3)2.0X10(2PCS)	3	2.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12104	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C8 DD(S3)4.0X10(2PCS)	3	4.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12415	CARTRIDGE HOLDER 10L 用	-	-	10	¥20,000	カートリッジホルダー

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
90935	CAPCELL PAK C8 DD(S5)0.3X150	5	0.3	150	¥95,000	
90937	CAPCELL PAK C8 DD(S5)0.5X150	5	0.5	150	¥85,000	
90940	CAPCELL PAK C8 DD(S5)1.0X35	5	1.0	35	¥35,000	
90941	CAPCELL PAK C8 DD(S5)1.0X50	5	1.0	50	¥59,000	
90942	CAPCELL PAK C8 DD(S5)1.0X75	5	1.0	75	¥62,000	
90943	CAPCELL PAK C8 DD(S5)1.0X100	5	1.0	100	¥70,000	
90944	CAPCELL PAK C8 DD(S5)1.0X150	5	1.0	150	¥70,000	
90945	CAPCELL PAK C8 DD(S5)1.0X250	5	1.0	250	¥75,000	
90950	CAPCELL PAK C8 DD(S5)1.5X35	5	1.5	35	¥35,000	
90951	CAPCELL PAK C8 DD(S5)1.5X50	5	1.5	50	¥59,000	
90952	CAPCELL PAK C8 DD(S5)1.5X75	5	1.5	75	¥62,000	
90953	CAPCELL PAK C8 DD(S5)1.5X100	5	1.5	100	¥70,000	
90954	CAPCELL PAK C8 DD(S5)1.5X150	5	1.5	150	¥70,000	
90955	CAPCELL PAK C8 DD(S5)1.5X250	5	1.5	250	¥75,000	
90959	CAPCELL PAK C8 DD(S5)2.0X20	5	2.0	20	¥53,000	
90960	CAPCELL PAK C8 DD(S5)2.0X35	5	2.0	35	¥35,000	
90961	CAPCELL PAK C8 DD(S5)2.0X50	5	2.0	50	¥50,000	
90962	CAPCELL PAK C8 DD(S5)2.0X75	5	2.0	75	¥53,000	
90963	CAPCELL PAK C8 DD(S5)2.0X100	5	2.0	100	¥55,000	
90964	CAPCELL PAK C8 DD(S5)2.0X150	5	2.0	150	¥55,000	
90965	CAPCELL PAK C8 DD(S5)2.0X250	5	2.0	250	¥60,000	
90970	CAPCELL PAK C8 DD(S5)3.0X35	5	3.0	35	¥23,000	
90971	CAPCELL PAK C8 DD(S5)3.0X50	5	3.0	50	¥32,000	
90972	CAPCELL PAK C8 DD(S5)3.0X75	5	3.0	75	¥35,000	
90973	CAPCELL PAK C8 DD(S5)3.0X100	5	3.0	100	¥37,000	
90974	CAPCELL PAK C8 DD(S5)3.0X150	5	3.0	150	¥45,000	
90975	CAPCELL PAK C8 DD(S5)3.0X250	5	3.0	250	¥52,000	
90980	CAPCELL PAK C8 DD(S5)4.6X35	5	4.6	35	¥23,000	
90981	CAPCELL PAK C8 DD(S5)4.6X50	5	4.6	50	¥32,000	
90982	CAPCELL PAK C8 DD(S5)4.6X75	5	4.6	75	¥35,000	
90983	CAPCELL PAK C8 DD(S5)4.6X100	5	4.6	100	¥37,000	
90984	CAPCELL PAK C8 DD(S5)4.6X150	5	4.6	150	¥45,000	
90985	CAPCELL PAK C8 DD(S5)4.6X250	5	4.6	250	¥52,000	
91000	CAPCELL PAK C8 DD(S5)10X20	5	10	20	¥50,000	
91001	CAPCELL PAK C8 DD(S5)10X50	5	10	50	¥80,000	
91004	CAPCELL PAK C8 DD(S5)10X150	5	10	150	¥130,000	
91005	CAPCELL PAK C8 DD(S5)10X250	5	10	250	¥150,000	
91010	CAPCELL PAK C8 DD(S5)15X30	5	15	30	¥75,000	
91012	CAPCELL PAK C8 DD(S5)15X50	5	15	50	¥90,000	
91013	CAPCELL PAK C8 DD(S5)15X250	5	15	250	¥240,000	
91020	CAPCELL PAK C8 DD(S5)20X35	5	20	35	¥90,000	
91021	CAPCELL PAK C8 DD(S5)20X50	5	20	50	¥110,000	
91022	CAPCELL PAK C8 DD(S5)20X75	5	20	75	¥150,000	
91023	CAPCELL PAK C8 DD(S5)20X100	5	20	100	¥210,000	
91024	CAPCELL PAK C8 DD(S5)20X150	5	20	150	¥230,000	
91025	CAPCELL PAK C8 DD(S5)20X250	5	20	250	¥270,000	
91030	CAPCELL PAK C8 DD(S5)30X30	5	30	30	¥150,000	
91031	CAPCELL PAK C8 DD(S5)30X50	5	30	50	¥195,000	
91032	CAPCELL PAK C8 DD(S5)30X75	5	30	75	¥250,000	
91033	CAPCELL PAK C8 DD(S5)30X100	5	30	100	¥350,000	
91034	CAPCELL PAK C8 DD(S5)30X150	5	30	150	¥500,000	
91035	CAPCELL PAK C8 DD(S5)30X250	5	30	250	¥700,000	
91040	CAPCELL PAK C8 DD(S5)50X50	5	50	50	¥500,000	
91042	CAPCELL PAK C8 DD(S5)50X250	5	50	250	¥1,800,000	
12095	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C8 DD(S5)2.0X10(2PCS)	5	2.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12096	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C8 DD(S5)2.0X20(2PCS)	5	2.0	20	¥23,000	ガードカートリッジカラム
12090	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C8 DD(S5)4.0X10(2PCS)	5	4.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12091	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C8 DD(S5)4.0X20(2PCS)	5	4.0	20	¥23,000	ガードカートリッジカラム
12415	CARTRIDGE HOLDER 10L 用	-	-	10	¥20,000	カートリッジホルダー
12414	CARTRIDGE HOLDER 20L 用	-	-	20	¥20,000	カートリッジホルダー

CAPCELL PAK C8 UG120

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
70009	CAPCELL PAK C8 UG120(S5) 1.0X35	5	1.0	35	¥35,000	
70013	CAPCELL PAK C8 UG120(S5) 1.0X150	5	1.0	150	¥70,000	
70014	CAPCELL PAK C8 UG120(S5) 1.0X250	5	1.0	250	¥75,000	
70201	CAPCELL PAK C8 UG120(S5) 1.5X35	5	1.5	35	¥35,000	
70203	CAPCELL PAK C8 UG120(S5) 1.5X150	5	1.5	150	¥65,000	
70204	CAPCELL PAK C8 UG120(S5) 1.5X250	5	1.5	250	¥70,000	
70001	CAPCELL PAK C8 UG120(S5) 2.0X35	5	2.0	35	¥35,000	
70002	CAPCELL PAK C8 UG120(S5) 2.0X50	5	2.0	50	¥50,000	
70006	CAPCELL PAK C8 UG120(S5) 2.0X75	5	2.0	75	¥53,000	
70005	CAPCELL PAK C8 UG120(S5) 2.0X100	5	2.0	100	¥55,000	
70003	CAPCELL PAK C8 UG120(S5) 2.0X150	5	2.0	150	¥55,000	
70004	CAPCELL PAK C8 UG120(S5) 2.0X250	5	2.0	250	¥60,000	
71497	CAPCELL PAK C8 UG120(S5) 3.0X35	5	3.0	35	¥23,000	
71507	CAPCELL PAK C8 UG120(S5) 3.0X50	5	3.0	50	¥32,000	
70208	CAPCELL PAK C8 UG120(S5) 3.0X150	5	3.0	150	¥45,000	
71498	CAPCELL PAK C8 UG120(S5) 3.0X250	5	3.0	250	¥52,000	
71501	CAPCELL PAK C8 UG120(S5) 4.6X35	5	4.6	35	¥23,000	
71502	CAPCELL PAK C8 UG120(S5) 4.6X50	5	4.6	50	¥32,000	
71505	CAPCELL PAK C8 UG120(S5) 4.6X75	5	4.6	75	¥35,000	
71500	CAPCELL PAK C8 UG120(S5) 4.6X100	5	4.6	100	¥37,000	
71503	CAPCELL PAK C8 UG120(S5) 4.6X150	5	4.6	150	¥45,000	
71504	CAPCELL PAK C8 UG120(S5) 4.6X250	5	4.6	250	¥52,000	
71508	CAPCELL PAK C8 UG120(S5) 6.0X35	5	6.0	35	¥26,000	
71510	CAPCELL PAK C8 UG120(S5) 6.0X150	5	6.0	150	¥50,000	
71506	CAPCELL PAK C8 UG120(S5) 6.0X250	5	6.0	250	¥60,000	
71511	CAPCELL PAK C8 UG120(S5) 10X20	5	10	20	¥40,000	
71514	CAPCELL PAK C8 UG120(S5) 10X250	5	10	250	¥135,000	
71519	CAPCELL PAK C8 UG120(S5) 20X35	5	20	35	¥70,000	
71524	CAPCELL PAK C8 UG120(S5) 20X250	5	20	250	¥280,000	
71530	CAPCELL PAK C8 UG120(S5) 30X30	5	30	30	¥150,000	
71534	CAPCELL PAK C8 UG120(S5) 30X250	5	30	250	¥630,000	
12408	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C8 UG120(S5) 2.0X10(2PCS)	5	2.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12419	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C8 UG120(S5) 4.0X10(2PCS)	5	4.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12407	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C8 UG120(S5) 4.0X20(2PCS)	5	4.0	20	¥23,000	ガードカートリッジカラム
12415	CARTRIDGE HOLDER 10L 用	-	-	10	¥20,000	カートリッジホルダー
12414	CARTRIDGE HOLDER 20L 用	-	-	20	¥20,000	カートリッジホルダー

CAPCELL PAK C8 SG300

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
21391	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 1.0X35	5	1.0	35	¥35,000	
21392	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 1.0X50	5	1.0	50	¥59,000	
21393	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 1.0X75	5	1.0	75	¥62,000	
21394	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 1.0X100	5	1.0	100	¥65,000	
21395	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 1.0X150	5	1.0	150	¥70,000	
21396	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 1.0X250	5	1.0	250	¥90,000	
21401	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 1.5X35	5	1.5	35	¥35,000	
21402	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 1.5X50	5	1.5	50	¥55,000	
21406	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 1.5X75	5	1.5	75	¥62,000	
21407	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 1.5X100	5	1.5	100	¥65,000	
21408	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 1.5X150	5	1.5	150	¥65,000	
25533	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 1.5X250	5	1.5	250	¥75,000	
21419	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 2.0X35	5	2.0	35	¥35,000	
21420	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 2.0X50	5	2.0	50	¥50,000	
21421	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 2.0X75	5	2.0	75	¥53,000	
11524	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 2.0X100	5	2.0	100	¥60,000	
21423	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 2.0X150	5	2.0	150	¥55,000	
21424	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 2.0X250	5	2.0	250	¥60,000	
21434	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 3.0X35	5	3.0	35	¥23,000	
21435	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 3.0X50	5	3.0	50	¥45,000	
21436	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 3.0X75	5	3.0	75	¥50,000	
21437	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 3.0X100	5	3.0	100	¥55,000	
21438	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 3.0X150	5	3.0	150	¥59,000	
21439	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 3.0X250	5	3.0	250	¥73,000	
21521	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 4.6X35	5	4.6	35	¥23,000	
21522	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 4.6X50	5	4.6	50	¥45,000	
21520	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 4.6X75	5	4.6	75	¥50,000	
21525	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 4.6X100	5	4.6	100	¥55,000	
21523	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 4.6X150	5	4.6	150	¥59,000	
21524	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 4.6X250	5	4.6	250	¥73,000	
21526	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 6.0X35	5	6.0	35	¥26,000	
21528	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 6.0X150	5	6.0	150	¥64,000	
21529	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 6.0X250	5	6.0	250	¥78,000	
24521	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 10X20	5	10	20	¥36,000	
24523	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 10X250	5	10	250	¥180,000	
24526	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 15X30	5	15	30	¥60,000	
24528	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 15X250	5	15	250	¥260,000	
25521	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 20X50	5	20	50	¥97,000	
25523	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 20X250	5	20	250	¥390,000	
25540	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 30X30	5	30	30	¥160,000	
25545	CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 30X250	5	30	250	¥750,000	
12402	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C8 SG300(S5) 4.0X10(2PCS)	5	4.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12415	CARTRIDGE HOLDER 10L 用	-	-	10	¥20,000	カートリッジホルダー

CAPCELL PAK C8 AG120

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
21501	CAPCELL PAK C8 AG120(S5) 4.6X35	5	4.6	35	¥23,000	
21503	CAPCELL PAK C8 AG120(S5) 4.6X150	5	4.6	150	¥55,000	
21504	CAPCELL PAK C8 AG120(S5) 4.6X250	5	4.6	250	¥68,000	
21506	CAPCELL PAK C8 AG120(S5) 6.0X35	5	6.0	35	¥26,000	
21508	CAPCELL PAK C8 AG120(S5) 6.0X150	5	6.0	150	¥60,000	
21509	CAPCELL PAK C8 AG120(S5) 6.0X250	5	6.0	250	¥73,000	
12485	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C8(S5) 4.0X10(2PCS)	5	4.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12415	CARTRIDGE HOLDER 10L 用	-	-	10	¥20,000	カートリッジホルダー

CAPCELL PAK ADME-HR

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
93300	CAPCELL PAK ADME-HR(S2) 2.1X20	2	2.1	20	¥72,000	
93301	CAPCELL PAK ADME-HR(S2) 2.1X50	2	2.1	50	¥72,000	
93302	CAPCELL PAK ADME-HR(S2) 2.1X100	2	2.1	100	¥83,000	
93303	CAPCELL PAK ADME-HR(S2) 2.1X150	2	2.1	150	¥93,000	
3655	EXP® GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK ADME-HR(S2) 2.1X5	2	2.1	5	¥40,000	EXP® ガードカートリッジカラム 高耐圧(100MPa)仕様
3640	EXP® DIRECT CONNECT HOLDER	-	-	5	¥64,000	EXP® カートリッジホルダー

EXP® は Optimize Technologies, Inc. の登録商標です。

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
93310	CAPCELL PAK ADME-HR(S3) 0.3X100(1/32)	3	0.3	100	¥110,000	
93311	CAPCELL PAK ADME-HR(S3) 0.3X150(1/32)	3	0.3	150	¥120,000	
93312	CAPCELL PAK ADME-HR(S3) 1.0X100	3	1.0	100	¥76,000	
93320	CAPCELL PAK ADME-HR(S3) 2.1X20	3	2.1	20	¥59,000	
93321	CAPCELL PAK ADME-HR(S3) 2.1X35	3	2.1	35	¥54,000	
93322	CAPCELL PAK ADME-HR(S3) 2.1X50	3	2.1	50	¥56,000	
93323	CAPCELL PAK ADME-HR(S3) 2.1X75	3	2.1	75	¥61,000	
93324	CAPCELL PAK ADME-HR(S3) 2.1X100	3	2.1	100	¥65,000	
93325	CAPCELL PAK ADME-HR(S3) 2.1X150	3	2.1	150	¥72,000	
93326	CAPCELL PAK ADME-HR(S3) 2.1X250	3	2.1	250	¥88,000	
93330	CAPCELL PAK ADME-HR(S3) 3.0X50	3	3.0	50	¥54,000	
93331	CAPCELL PAK ADME-HR(S3) 3.0X100	3	3.0	100	¥63,000	
93332	CAPCELL PAK ADME-HR(S3) 3.0X150	3	3.0	150	¥77,000	
93340	CAPCELL PAK ADME-HR(S3) 4.6X35	3	4.6	35	¥47,000	
93341	CAPCELL PAK ADME-HR(S3) 4.6X50	3	4.6	50	¥52,000	
93342	CAPCELL PAK ADME-HR(S3) 4.6X75	3	4.6	75	¥56,000	
93343	CAPCELL PAK ADME-HR(S3) 4.6X100	3	4.6	100	¥60,000	
93344	CAPCELL PAK ADME-HR(S3) 4.6X150	3	4.6	150	¥69,000	
93345	CAPCELL PAK ADME-HR(S3) 4.6X250	3	4.6	250	¥83,000	
12600	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK ADME-HR(S3) 2.0X10(2PCS)	3	2.0	10	¥30,000	ガードカートリッジカラム
12601	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK ADME-HR(S3) 4.0X10(2PCS)	3	4.0	10	¥30,000	ガードカートリッジカラム
12415	CARTRIDGE HOLDER 10L 用	-	-	10	¥20,000	カートリッジホルダー

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
93350	CAPCELL PAK ADME-HR(S5) 2.1X20	5	2.1	20	¥59,000	
93351	CAPCELL PAK ADME-HR(S5) 2.1X35	5	2.1	35	¥54,000	
93352	CAPCELL PAK ADME-HR(S5) 2.1X50	5	2.1	50	¥56,000	
93353	CAPCELL PAK ADME-HR(S5) 2.1X75	5	2.1	75	¥61,000	
93354	CAPCELL PAK ADME-HR(S5) 2.1X100	5	2.1	100	¥65,000	
93355	CAPCELL PAK ADME-HR(S5) 2.1X150	5	2.1	150	¥72,000	
93356	CAPCELL PAK ADME-HR(S5) 2.1X250	5	2.1	250	¥88,000	
93360	CAPCELL PAK ADME-HR(S5) 3.0X150	5	3.0	150	¥77,000	
93361	CAPCELL PAK ADME-HR(S5) 3.0X250	5	3.0	250	¥99,000	
93370	CAPCELL PAK ADME-HR(S5) 4.6X35	5	4.6	35	¥47,000	
93371	CAPCELL PAK ADME-HR(S5) 4.6X50	5	4.6	50	¥52,000	
93372	CAPCELL PAK ADME-HR(S5) 4.6X75	5	4.6	75	¥56,000	
93373	CAPCELL PAK ADME-HR(S5) 4.6X100	5	4.6	100	¥60,000	
93374	CAPCELL PAK ADME-HR(S5) 4.6X150	5	4.6	150	¥69,000	
93375	CAPCELL PAK ADME-HR(S5) 4.6X250	5	4.6	250	¥83,000	
93380	CAPCELL PAK ADME-HR(S5) 10X35	5	10	35	¥100,000	
93381	CAPCELL PAK ADME-HR(S5) 10X150	5	10	150	¥210,000	
93382	CAPCELL PAK ADME-HR(S5) 10X250	5	10	250	¥270,000	
93390	CAPCELL PAK ADME-HR(S5) 20X35	5	20	35	¥170,000	
93391	CAPCELL PAK ADME-HR(S5) 20X50	5	20	50	¥240,000	
93392	CAPCELL PAK ADME-HR(S5) 20X100	5	20	100	¥340,000	
93393	CAPCELL PAK ADME-HR(S5) 20X150	5	20	150	¥450,000	
93394	CAPCELL PAK ADME-HR(S5) 20X250	5	20	250	¥750,000	
12610	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK ADME-HR(S5) 2.0X10(2PCS)	5	2.0	10	¥30,000	ガードカートリッジカラム
12611	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK ADME-HR(S5) 4.0X10(2PCS)	5	4.0	10	¥30,000	ガードカートリッジカラム
12415	CARTRIDGE HOLDER 10L 用	-	-	10	¥20,000	カートリッジホルダー

CAPCELL PAK INERT ADME-HR

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
95001	CAPCELL PAK INERT ADME-HR(S3) 2.0X50	3	2.0	50	¥74,000	INERT(PEEK) タイプ
95002	CAPCELL PAK INERT ADME-HR(S3) 2.0X100	3	2.0	100	¥83,000	INERT(PEEK) タイプ
95003	CAPCELL PAK INERT ADME-HR(S3) 2.0X150	3	2.0	150	¥90,000	INERT(PEEK) タイプ

CAPCELL CORE ADME

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
51197	CAPCELL CORE ADME(S2.7) 1.0X50	2.7	1.0	50	¥80,000	
51198	CAPCELL CORE ADME(S2.7) 1.0X75	2.7	1.0	75	¥88,000	
51199	CAPCELL CORE ADME(S2.7) 1.0X100	2.7	1.0	100	¥94,000	
51200	CAPCELL CORE ADME(S2.7) 1.0X150	2.7	1.0	150	¥100,000	
51182	CAPCELL CORE ADME(S2.7) 2.1X35	2.7	2.1	35	¥73,000	
51183	CAPCELL CORE ADME(S2.7) 2.1X50	2.7	2.1	50	¥75,000	
51184	CAPCELL CORE ADME(S2.7) 2.1X75	2.7	2.1	75	¥80,000	
51185	CAPCELL CORE ADME(S2.7) 2.1X100	2.7	2.1	100	¥88,000	
51186	CAPCELL CORE ADME(S2.7) 2.1X150	2.7	2.1	150	¥94,000	
51188	CAPCELL CORE ADME(S2.7) 3.0X50	2.7	3.0	50	¥77,000	
51189	CAPCELL CORE ADME(S2.7) 3.0X75	2.7	3.0	75	¥84,000	
51190	CAPCELL CORE ADME(S2.7) 3.0X100	2.7	3.0	100	¥90,000	
51191	CAPCELL CORE ADME(S2.7) 3.0X150	2.7	3.0	150	¥94,000	
51193	CAPCELL CORE ADME(S2.7) 4.6X50	2.7	4.6	50	¥80,000	
51194	CAPCELL CORE ADME(S2.7) 4.6X75	2.7	4.6	75	¥88,000	
51195	CAPCELL CORE ADME(S2.7) 4.6X100	2.7	4.6	100	¥96,000	
3648	EXP® GUARD CARTRIDGE CAPCELL CORE ADME(S2.7) 2.1X5	2.7	2.1	5	¥40,000	EXP® ガードカートリッジカラム 高耐圧(60MPa)仕様
3640	EXP® DIRECT CONNECT HOLDER	-	-	5	¥64,000	EXP® カートリッジホルダー

EXP® は Optimize Technologies, Inc. の登録商標です。

Proteonavi

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
80253	Proteonavi (S5)0.3X100(1/32)	5	0.3	100	¥110,000	
80255	Proteonavi (S5)0.3X150(1/32)	5	0.3	150	¥100,000	
80263	Proteonavi (S5)1.0X75	5	1.0	75	¥71,000	
80208	Proteonavi (S5)2.0X20	5	2.0	20	¥56,000	
80209	Proteonavi (S5)2.0X35	5	2.0	35	¥46,000	
80200	Proteonavi (S5)2.0X50	5	2.0	50	¥50,000	
80206	Proteonavi (S5)2.0X100	5	2.0	100	¥55,000	
80201	Proteonavi (S5)2.0X150	5	2.0	150	¥55,000	
80202	Proteonavi (S5)2.0X250	5	2.0	250	¥73,000	
80207	Proteonavi (S5)3.0X150	5	3.0	150	¥60,000	
80203	Proteonavi (S5)4.6X50	5	4.6	50	¥50,000	
80204	Proteonavi (S5)4.6X150	5	4.6	150	¥60,000	
80205	Proteonavi (S5)4.6X250	5	4.6	250	¥73,000	
80210	Proteonavi (S5)10X20	5	10	20	¥64,000	
80213	Proteonavi (S5)10X100	5	10	100	¥130,000	
80214	Proteonavi (S5)10X150	5	10	150	¥150,000	
80215	Proteonavi (S5)10X250	5	10	250	¥180,000	
80221	Proteonavi (S5)20X35	5	20	35	¥115,000	
80223	Proteonavi (S5)20X100	5	20	100	¥300,000	
80224	Proteonavi (S5)20X150	5	20	150	¥330,000	
80225	Proteonavi (S5)20X250	5	20	250	¥400,000	
80231	Proteonavi (S5)30X30	5	30	30	¥190,000	
80234	Proteonavi (S5)30X150	5	30	150	¥650,000	
80235	Proteonavi (S5)30X250	5	30	250	¥850,000	
11530	GUARD CARTRIDGE Proteonavi (S5)2.0X10(2PCS)	5	2.0	10	¥20,000	ガードカートリッジカラム
11531	GUARD CARTRIDGE Proteonavi (S5)4.0X10(2PCS)	5	4.0	10	¥20,000	ガードカートリッジカラム
12415	CARTRIDGE HOLDER 10L 用	-	-	10	¥20,000	カートリッジホルダー

CAPCELL PAK C1 UG120

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
70401	CAPCELL PAK C1 UG120(S5)1.5X35	5	1.5	35	¥35,000	
70403	CAPCELL PAK C1 UG120(S5)1.5X150	5	1.5	150	¥65,000	
70404	CAPCELL PAK C1 UG120(S5)1.5X250	5	1.5	250	¥70,000	
70301	CAPCELL PAK C1 UG120(S5)2.0X35	5	2.0	35	¥35,000	
70303	CAPCELL PAK C1 UG120(S5)2.0X150	5	2.0	150	¥55,000	
70304	CAPCELL PAK C1 UG120(S5)2.0X250	5	2.0	250	¥60,000	
63501	CAPCELL PAK C1 UG120(S5)4.6X35	5	4.6	35	¥23,000	
63502	CAPCELL PAK C1 UG120(S5)4.6X50	5	4.6	50	¥32,000	
63505	CAPCELL PAK C1 UG120(S5)4.6X75	5	4.6	75	¥35,000	
63500	CAPCELL PAK C1 UG120(S5)4.6X100	5	4.6	100	¥37,000	
63503	CAPCELL PAK C1 UG120(S5)4.6X150	5	4.6	150	¥45,000	
63504	CAPCELL PAK C1 UG120(S5)4.6X250	5	4.6	250	¥52,000	
63509	CAPCELL PAK C1 UG120(S5)10X20	5	10	20	¥40,000	
63514	CAPCELL PAK C1 UG120(S5)10X250	5	10	250	¥135,000	
63521	CAPCELL PAK C1 UG120(S5)20X35	5	20	35	¥70,000	
63524	CAPCELL PAK C1 UG120(S5)20X250	5	20	250	¥280,000	
63530	CAPCELL PAK C1 UG120(S5)30X30	5	30	30	¥150,000	
63535	CAPCELL PAK C1 UG120(S5)30X250	5	30	250	¥650,000	
12427	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C1 UG120(S5)4.0X10(2PCS)	5	4.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12415	CARTRIDGE HOLDER 10L 用	-	-	10	¥20,000	カートリッジホルダー

CAPCELL PAK C1 SG300

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
32521	CAPCELL PAK C1 SG300(S5)4.6X35	5	4.6	35	¥23,000	
32523	CAPCELL PAK C1 SG300(S5)4.6X150	5	4.6	150	¥59,000	
32524	CAPCELL PAK C1 SG300(S5)4.6X250	5	4.6	250	¥73,000	
32527	CAPCELL PAK C1 SG300(S5)6.0X35	5	6.0	35	¥26,000	
32528	CAPCELL PAK C1 SG300(S5)6.0X150	5	6.0	150	¥64,000	
32529	CAPCELL PAK C1 SG300(S5)6.0X250	5	6.0	250	¥78,000	
32530	CAPCELL PAK C1 SG300(S5)10X20	5	10	20	¥36,000	
32534	CAPCELL PAK C1 SG300(S5)10X250	5	10	250	¥180,000	
32520	CAPCELL PAK C1 SG300(S5)20X50	5	20	50	¥97,000	
32538	CAPCELL PAK C1 SG300(S5)20X250	5	20	250	¥390,000	
32580	CAPCELL PAK C1 SG300(S5)30X30	5	30	30	¥160,000	
32585	CAPCELL PAK C1 SG300(S5)30X250	5	30	250	¥750,000	
12413	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK C1 SG300(S5)4.0X10(2PCS)	5	4.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12415	CARTRIDGE HOLDER 10L 用	-	-	10	¥20,000	カートリッジホルダー

CAPCELL CORE AQ

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
51161	CAPCELL CORE AQ(S2.7)2.1X20	2.7	2.1	20	¥72,000	
51162	CAPCELL CORE AQ(S2.7)2.1X35	2.7	2.1	35	¥72,000	
51163	CAPCELL CORE AQ(S2.7)2.1X50	2.7	2.1	50	¥74,000	
51164	CAPCELL CORE AQ(S2.7)2.1X75	2.7	2.1	75	¥79,000	
51165	CAPCELL CORE AQ(S2.7)2.1X100	2.7	2.1	100	¥86,000	
51166	CAPCELL CORE AQ(S2.7)2.1X150	2.7	2.1	150	¥92,000	
51171	CAPCELL CORE AQ(S2.7)3.0X100	2.7	3.0	100	¥89,000	
51172	CAPCELL CORE AQ(S2.7)3.0X150	2.7	3.0	150	¥94,000	
51174	CAPCELL CORE AQ(S2.7)4.6X50	2.7	4.6	50	¥74,000	
51175	CAPCELL CORE AQ(S2.7)4.6X75	2.7	4.6	75	¥79,000	
51176	CAPCELL CORE AQ(S2.7)4.6X100	2.7	4.6	100	¥89,000	
51177	CAPCELL CORE AQ(S2.7)4.6X150	2.7	4.6	150	¥94,000	
3645	EXP® GUARD CARTRIDGE CAPCELL CORE AQ(S2.7)2.1X5	2.7	2.1	5	¥40,000	EXP® ガードカートリッジカラム,高耐圧(60MPa)仕様
3640	EXP® DIRECT CONNECT HOLDER	-	-	5	¥64,000	EXP® カートリッジホルダー

EXP® は Optimize Technologies, Inc. の登録商標です。

CAPCELL PAK Ph UG120

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
74011	CAPCELL PAK Ph UG120(S5) 1.0X35	5	1.0	35	¥35,000	
74013	CAPCELL PAK Ph UG120(S5) 1.0X150	5	1.0	150	¥70,000	
74014	CAPCELL PAK Ph UG120(S5) 1.0X250	5	1.0	250	¥75,000	
74001	CAPCELL PAK Ph UG120(S5) 1.5X35	5	1.5	35	¥35,000	
74003	CAPCELL PAK Ph UG120(S5) 1.5X150	5	1.5	150	¥65,000	
74004	CAPCELL PAK Ph UG120(S5) 1.5X250	5	1.5	250	¥70,000	
73001	CAPCELL PAK Ph UG120(S5) 2.0X35	5	2.0	35	¥35,000	
73002	CAPCELL PAK Ph UG120(S5) 2.0X50	5	2.0	50	¥50,000	
73005	CAPCELL PAK Ph UG120(S5) 2.0X75	5	2.0	75	¥53,000	
73006	CAPCELL PAK Ph UG120(S5) 2.0X100	5	2.0	100	¥55,000	
73003	CAPCELL PAK Ph UG120(S5) 2.0X150	5	2.0	150	¥55,000	
73004	CAPCELL PAK Ph UG120(S5) 2.0X250	5	2.0	250	¥60,000	
73401	CAPCELL PAK Ph UG120(S5) 3.0X35	5	3.0	35	¥23,000	
73402	CAPCELL PAK Ph UG120(S5) 3.0X50	5	3.0	50	¥32,000	
73403	CAPCELL PAK Ph UG120(S5) 3.0X150	5	3.0	150	¥45,000	
73404	CAPCELL PAK Ph UG120(S5) 3.0X250	5	3.0	250	¥52,000	
73501	CAPCELL PAK Ph UG120(S5) 4.6X35	5	4.6	35	¥23,000	
73502	CAPCELL PAK Ph UG120(S5) 4.6X50	5	4.6	50	¥32,000	
73500	CAPCELL PAK Ph UG120(S5) 4.6X75	5	4.6	75	¥35,000	
73499	CAPCELL PAK Ph UG120(S5) 4.6X100	5	4.6	100	¥37,000	
73503	CAPCELL PAK Ph UG120(S5) 4.6X150	5	4.6	150	¥45,000	
73504	CAPCELL PAK Ph UG120(S5) 4.6X250	5	4.6	250	¥52,000	
73505	CAPCELL PAK Ph UG120(S5) 6.0X35	5	6.0	35	¥26,000	
73509	CAPCELL PAK Ph UG120(S5) 6.0X150	5	6.0	150	¥50,000	
73510	CAPCELL PAK Ph UG120(S5) 6.0X250	5	6.0	250	¥60,000	
73511	CAPCELL PAK Ph UG120(S5) 10X20	5	10	20	¥50,000	
73514	CAPCELL PAK Ph UG120(S5) 10X250	5	10	250	¥135,000	
73521	CAPCELL PAK Ph UG120(S5) 20X35	5	20	35	¥80,000	
73525	CAPCELL PAK Ph UG120(S5) 20X50	5	20	50	¥115,000	
73524	CAPCELL PAK Ph UG120(S5) 20X250	5	20	250	¥280,000	
73530	CAPCELL PAK Ph UG120(S5) 30X30	5	30	30	¥150,000	
73534	CAPCELL PAK Ph UG120(S5) 30X250	5	30	250	¥650,000	
12432	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK Ph UG120(S5) 2.0X10(2PCS)	5	2.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12422	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK Ph UG120(S5) 4.0X10(2PCS)	5	4.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12415	CARTRIDGE HOLDER 10L 用	-	-	10	¥20,000	カートリッジホルダー

CAPCELL PAK Ph SG120

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
31511	CAPCELL PAK Ph SG120(S5) 4.6X35	5	4.6	35	¥23,000	
31515	CAPCELL PAK Ph SG120(S5) 4.6X50	5	4.6	50	¥45,000	
31510	CAPCELL PAK Ph SG120(S5) 4.6X75	5	4.6	75	¥47,000	
31512	CAPCELL PAK Ph SG120(S5) 4.6X100	5	4.6	100	¥50,000	
31513	CAPCELL PAK Ph SG120(S5) 4.6X150	5	4.6	150	¥55,000	
31514	CAPCELL PAK Ph SG120(S5) 4.6X250	5	4.6	250	¥68,000	

CAPCELL CORE PFP

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
51141	CAPCELL CORE PFP(S2.7) 2.1X20	2.7	2.1	20	¥72,000	
51142	CAPCELL CORE PFP(S2.7) 2.1X35	2.7	2.1	35	¥72,000	
51143	CAPCELL CORE PFP(S2.7) 2.1X50	2.7	2.1	50	¥74,000	
51144	CAPCELL CORE PFP(S2.7) 2.1X75	2.7	2.1	75	¥79,000	
51145	CAPCELL CORE PFP(S2.7) 2.1X100	2.7	2.1	100	¥86,000	
51146	CAPCELL CORE PFP(S2.7) 2.1X150	2.7	2.1	150	¥92,000	
51154	CAPCELL CORE PFP(S2.7) 4.6X50	2.7	4.6	50	¥74,000	
51155	CAPCELL CORE PFP(S2.7) 4.6X75	2.7	4.6	75	¥79,000	
51156	CAPCELL CORE PFP(S2.7) 4.6X100	2.7	4.6	100	¥89,000	
51157	CAPCELL CORE PFP(S2.7) 4.6X150	2.7	4.6	150	¥94,000	
3647	EXP® GUARD CARTRIDGE CAPCELL CORE PFP(S2.7) 2.1X5	2.7	2.1	5	¥40,000	EXP® ガードカートリッジカラム 高耐圧(60MPa)仕様
3640	EXP® DIRECT CONNECT HOLDER	-	-	5	¥64,000	EXP® カートリッジホルダー

EXP® は Optimize Technologies, Inc. の登録商標です。

CAPCELL PAK CN UG120

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
72011	CAPCELL PAK CN UG120(S5) 1.0X35	5	1.0	35	¥35,000	
72013	CAPCELL PAK CN UG120(S5) 1.0X150	5	1.0	150	¥70,000	
72014	CAPCELL PAK CN UG120(S5) 1.0X250	5	1.0	250	¥75,000	
72001	CAPCELL PAK CN UG120(S5) 1.5X35	5	1.5	35	¥35,000	
72003	CAPCELL PAK CN UG120(S5) 1.5X150	5	1.5	150	¥65,000	
72004	CAPCELL PAK CN UG120(S5) 1.5X250	5	1.5	250	¥70,000	
71001	CAPCELL PAK CN UG120(S5) 2.0X35	5	2.0	35	¥35,000	
71000	CAPCELL PAK CN UG120(S5) 2.0X50	5	2.0	50	¥50,000	
71002	CAPCELL PAK CN UG120(S5) 2.0X75	5	2.0	75	¥53,000	
71005	CAPCELL PAK CN UG120(S5) 2.0X100	5	2.0	100	¥55,000	
71003	CAPCELL PAK CN UG120(S5) 2.0X150	5	2.0	150	¥55,000	
71004	CAPCELL PAK CN UG120(S5) 2.0X250	5	2.0	250	¥60,000	
64501	CAPCELL PAK CN UG120(S5) 4.6X35	5	4.6	35	¥23,000	
64502	CAPCELL PAK CN UG120(S5) 4.6X50	5	4.6	50	¥32,000	
64499	CAPCELL PAK CN UG120(S5) 4.6X75	5	4.6	75	¥35,000	
64500	CAPCELL PAK CN UG120(S5) 4.6X100	5	4.6	100	¥37,000	
64503	CAPCELL PAK CN UG120(S5) 4.6X150	5	4.6	150	¥45,000	
64504	CAPCELL PAK CN UG120(S5) 4.6X250	5	4.6	250	¥52,000	
64505	CAPCELL PAK CN UG120(S5) 6.0X35	5	6.0	35	¥26,000	
64508	CAPCELL PAK CN UG120(S5) 6.0X150	5	6.0	150	¥50,000	
64509	CAPCELL PAK CN UG120(S5) 6.0X250	5	6.0	250	¥60,000	
64512	CAPCELL PAK CN UG120(S5) 10X20	5	10	20	¥40,000	
64514	CAPCELL PAK CN UG120(S5) 10X250	5	10	250	¥135,000	
64521	CAPCELL PAK CN UG120(S5) 20X35	5	20	35	¥70,000	
64524	CAPCELL PAK CN UG120(S5) 20X250	5	20	250	¥280,000	
64530	CAPCELL PAK CN UG120(S5) 30X30	5	30	30	¥150,000	
64535	CAPCELL PAK CN UG120(S5) 30X250	5	30	250	¥650,000	
12382	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK CN UG120(S5) 4.0X10 (2PCS)	5	4.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12415	CARTRIDGE HOLDER 10L 用	-	-	10	¥20,000	カートリッジホルダー

CAPCELL PAK CN SG120

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
33511	CAPCELL PAK CN SG120(S5) 4.6X35	5	4.6	35	¥23,000	
33513	CAPCELL PAK CN SG120(S5) 4.6X150	5	4.6	150	¥55,000	
33514	CAPCELL PAK CN SG120(S5) 4.6X250	5	4.6	250	¥68,000	

順相モードカラム

SILICA SG120

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
34489	SILICA SG120(S5) 2.0X35	5	2.0	35	¥35,000	
34490	SILICA SG120(S5) 2.0X50	5	2.0	50	¥50,000	
34493	SILICA SG120(S5) 2.0X150	5	2.0	150	¥52,000	
34494	SILICA SG120(S5) 2.0X250	5	2.0	250	¥57,000	
34506	SILICA SG120(S5) 4.6X35	5	4.6	35	¥23,000	
34507	SILICA SG120(S5) 4.6X100	5	4.6	100	¥42,000	
34508	SILICA SG120(S5) 4.6X150	5	4.6	150	¥41,000	
34509	SILICA SG120(S5) 4.6X250	5	4.6	250	¥45,000	
34608	SILICA SG120(S5) 6.0X150	5	6.0	150	¥50,000	
34609	SILICA SG120(S5) 6.0X250	5	6.0	250	¥52,000	
35404	SILICA SG120(S5) 10X20	5	10	20	¥40,000	
35409	SILICA SG120(S5) 10X250	5	10	250	¥125,000	
35503	SILICA SG120(S5) 15X30	5	15	30	¥70,000	
35507	SILICA SG120(S5) 15X250	5	15	250	¥190,000	
35510	SILICA SG120(S5) 20X35	5	20	35	¥65,000	
35508	SILICA SG120(S5) 20X50	5	20	50	¥80,000	
35509	SILICA SG120(S5) 20X250	5	20	250	¥230,000	

SILICA SG80

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
35874	SILICA SG80(S5) 2.0X35	5	2.0	35	¥35,000	
35865	SILICA SG80(S5) 2.0X150	5	2.0	150	¥52,000	
35866	SILICA SG80(S5) 2.0X250	5	2.0	250	¥57,000	
35861	SILICA SG80(S5) 4.6X35	5	4.6	35	¥23,000	
35863	SILICA SG80(S5) 4.6X150	5	4.6	150	¥41,000	
35864	SILICA SG80(S5) 4.6X250	5	4.6	250	¥45,000	
35831	SILICA SG80(S5) 10X20	5	10	20	¥35,000	
35871	SILICA SG80(S5) 10X50	5	10	50	¥65,000	
35834	SILICA SG80(S5) 10X250	5	10	250	¥125,000	
35872	SILICA SG80(S5) 15X30	5	15	30	¥70,000	
35836	SILICA SG80(S5) 15X250	5	15	250	¥190,000	
35841	SILICA SG80(S5) 20X35	5	20	35	¥70,000	
35843	SILICA SG80(S5) 20X150	5	20	150	¥190,000	
35844	SILICA SG80(S5) 20X250	5	20	250	¥230,000	
35853	SILICA SG80(S5) 30X30	5	30	30	¥140,000	
35852	SILICA SG80(S5) 30X150	5	30	150	¥470,000	
35854	SILICA SG80(S5) 30X250	5	30	250	¥600,000	
35878	SILICA SG80(S5) 50X50	5	50	50	¥400,000	
35873	SILICA SG80(S5) 50X250	5	50	250	¥1,300,000	

SILICA AG120

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
34501	SILICA AG120(S5)4.6X35	5	4.6	35	¥23,000	
34503	SILICA AG120(S5)4.6X150	5	4.6	150	¥40,000	
34504	SILICA AG120(S5)4.6X250	5	4.6	250	¥44,000	
35500	SILICA AG120(S5)10X20	5	10	20	¥40,000	
35504	SILICA AG120(S5)10X250	5	10	250	¥120,000	
35505	SILICA AG120(S5)20X35	5	20	35	¥70,000	
35506	SILICA AG120(S5)20X250	5	20	250	¥200,000	

SILICA AG80

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
35665	SILICA AG80(S5)4.6X35	5	4.6	35	¥23,000	
35663	SILICA AG80(S5)4.6X150	5	4.6	150	¥40,000	
35664	SILICA AG80(S5)4.6X250	5	4.6	250	¥44,000	
35630	SILICA AG80(S5)10X20	5	10	20	¥40,000	
35634	SILICA AG80(S5)10X250	5	10	250	¥120,000	
35666	SILICA AG80(S5)20X35	5	20	35	¥70,000	
35669	SILICA AG80(S5)20X250	5	20	250	¥190,000	

CAPCELL PAK NH2 UG80

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
76007	CAPCELL PAK NH2 UG80(S5)1.0X35	5	1.0	35	¥35,000	
76008	CAPCELL PAK NH2 UG80(S5)1.0X150	5	1.0	150	¥70,000	
76009	CAPCELL PAK NH2 UG80(S5)1.0X250	5	1.0	250	¥75,000	
76001	CAPCELL PAK NH2 UG80(S5)1.5X35	5	1.5	35	¥35,000	
76003	CAPCELL PAK NH2 UG80(S5)1.5X150	5	1.5	150	¥65,000	
76004	CAPCELL PAK NH2 UG80(S5)1.5X250	5	1.5	250	¥70,000	
75001	CAPCELL PAK NH2 UG80(S5)2.0X35	5	2.0	35	¥35,000	
75003	CAPCELL PAK NH2 UG80(S5)2.0X150	5	2.0	150	¥55,000	
75004	CAPCELL PAK NH2 UG80(S5)2.0X250	5	2.0	250	¥60,000	
62539	CAPCELL PAK NH2 UG80(S5)3.0X35	5	3.0	35	¥23,000	
62543	CAPCELL PAK NH2 UG80(S5)3.0X150	5	3.0	150	¥45,000	
62544	CAPCELL PAK NH2 UG80(S5)3.0X250	5	3.0	250	¥52,000	
62501	CAPCELL PAK NH2 UG80(S5)4.6X35	5	4.6	35	¥23,000	
62505	CAPCELL PAK NH2 UG80(S5)4.6X50	5	4.6	50	¥32,000	
62502	CAPCELL PAK NH2 UG80(S5)4.6X100	5	4.6	100	¥37,000	
62503	CAPCELL PAK NH2 UG80(S5)4.6X150	5	4.6	150	¥45,000	
62504	CAPCELL PAK NH2 UG80(S5)4.6X250	5	4.6	250	¥52,000	
12100	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK NH2 UG80(S5)2.0X10(2PCS)	5	2.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12429	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK NH2 UG80(S5)4.0X10(2PCS)	5	4.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12415	CARTRIDGE HOLDER 10L 用	-	-	10	¥20,000	カートリッジホルダー

CAPCELL PAK NH2 SG80

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
34511	CAPCELL PAK NH2 SG80(S5)4.6X35	5	4.6	35	¥23,000	
34513	CAPCELL PAK NH2 SG80(S5)4.6X150	5	4.6	150	¥55,000	
34514	CAPCELL PAK NH2 SG80(S5)4.6X250	5	4.6	250	¥68,000	

CAPCELL PAK SCX UG80

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
77053	CAPCELL PAK SCX UG80(S5)1.0X150	5	1.0	150	¥70,000	
77054	CAPCELL PAK SCX UG80(S5)1.0X250	5	1.0	250	¥75,000	
77061	CAPCELL PAK SCX UG80(S5)1.5X35	5	1.5	35	¥35,000	
77062	CAPCELL PAK SCX UG80(S5)1.5X50	5	1.5	50	¥55,000	
77063	CAPCELL PAK SCX UG80(S5)1.5X75	5	1.5	75	¥58,000	
77064	CAPCELL PAK SCX UG80(S5)1.5X150	5	1.5	150	¥65,000	
77065	CAPCELL PAK SCX UG80(S5)1.5X250	5	1.5	250	¥70,000	
77070	CAPCELL PAK SCX UG80(S5)2.0X20	5	2.0	20	¥53,000	
77071	CAPCELL PAK SCX UG80(S5)2.0X35	5	2.0	35	¥35,000	
77072	CAPCELL PAK SCX UG80(S5)2.0X50	5	2.0	50	¥50,000	
77073	CAPCELL PAK SCX UG80(S5)2.0X150	5	2.0	150	¥55,000	
77075	CAPCELL PAK SCX UG80(S5)2.0X250	5	2.0	250	¥60,000	
77042	CAPCELL PAK SCX UG80(S5)3.0X100	5	3.0	100	¥37,000	
77043	CAPCELL PAK SCX UG80(S5)3.0X150	5	3.0	150	¥45,000	
77044	CAPCELL PAK SCX UG80(S5)3.0X250	5	3.0	250	¥52,000	
77001	CAPCELL PAK SCX UG80(S5)4.6X35	5	4.6	35	¥23,000	
77002	CAPCELL PAK SCX UG80(S5)4.6X50	5	4.6	50	¥36,000	
77006	CAPCELL PAK SCX UG80(S5)4.6X75	5	4.6	75	¥35,000	
77005	CAPCELL PAK SCX UG80(S5)4.6X100	5	4.6	100	¥37,000	
77003	CAPCELL PAK SCX UG80(S5)4.6X150	5	4.6	150	¥45,000	
77004	CAPCELL PAK SCX UG80(S5)4.6X250	5	4.6	250	¥52,000	
77011	CAPCELL PAK SCX UG80(S5)10X20	5	10	20	¥50,000	
77014	CAPCELL PAK SCX UG80(S5)10X250	5	10	250	¥200,000	
77021	CAPCELL PAK SCX UG80(S5)20X35	5	20	35	¥90,000	
77023	CAPCELL PAK SCX UG80(S5)20X150	5	20	150	¥280,000	
77024	CAPCELL PAK SCX UG80(S5)20X250	5	20	250	¥350,000	
12192	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK SCX UG80(S5)2.0X10(2PCS)	5	2.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12195	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK SCX UG80(S5)4.0X10(2PCS)	5	4.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12415	CARTRIDGE HOLDER 10L 用	-	-	10	¥20,000	カートリッジホルダー

PC HILIC

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
93152	PC HILIC (S3) 2.0X50	3	2.0	50	¥68,000	
93154	PC HILIC (S3) 2.0X100	3	2.0	100	¥78,000	
93155	PC HILIC (S3) 2.0X150	3	2.0	150	¥88,000	
93162	PC HILIC (S3) 4.6X50	3	4.6	50	¥68,000	
93164	PC HILIC (S3) 4.6X100	3	4.6	100	¥78,000	
93165	PC HILIC (S3) 4.6X150	3	4.6	150	¥88,000	
93145	GUARD CARTRIDGE PC HILIC (S3) 2.0X10 (2PCS)	3	2.0	10	¥22,000	ガードカートリッジカラム
93146	GUARD CARTRIDGE PC HILIC (S3) 4.0X10 (2PCS)	3	4.0	10	¥22,000	ガードカートリッジカラム
12415	CARTRIDGE HOLDER 10L 用	-	-	10	¥20,000	カートリッジホルダー

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
93102	PC HILIC (S5) 2.0X50	5	2.0	50	¥68,000	
93104	PC HILIC (S5) 2.0X100	5	2.0	100	¥78,000	
93105	PC HILIC (S5) 2.0X150	5	2.0	150	¥88,000	
93106	PC HILIC (S5) 2.0X250	5	2.0	250	¥98,000	
93112	PC HILIC (S5) 4.6X50	5	4.6	50	¥68,000	
93114	PC HILIC (S5) 4.6X100	5	4.6	100	¥78,000	
93115	PC HILIC (S5) 4.6X150	5	4.6	150	¥88,000	
93116	PC HILIC (S5) 4.6X250	5	4.6	250	¥98,000	
93120	PC HILIC (S5) 10X20	5	10	20	¥80,000	
93125	PC HILIC (S5) 10X150	5	10	150	¥210,000	
93126	PC HILIC (S5) 10X250	5	10	250	¥230,000	
93140	GUARD CARTRIDGE PC HILIC (S5) 2.0X10 (2PCS)	5	2.0	10	¥22,000	ガードカートリッジカラム
93141	GUARD CARTRIDGE PC HILIC (S5) 4.0X10 (2PCS)	5	4.0	10	¥22,000	ガードカートリッジカラム
12415	CARTRIDGE HOLDER 10L 用	-	-	10	¥20,000	カートリッジホルダー

CAPCELL CORE PC

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
51121	CAPCELL CORE PC (S2.7) 2.1X20	2.7	2.1	20	¥72,000	
51122	CAPCELL CORE PC (S2.7) 2.1X35	2.7	2.1	35	¥72,000	
51123	CAPCELL CORE PC (S2.7) 2.1X50	2.7	2.1	50	¥74,000	
51124	CAPCELL CORE PC (S2.7) 2.1X75	2.7	2.1	75	¥79,000	
51125	CAPCELL CORE PC (S2.7) 2.1X100	2.7	2.1	100	¥86,000	
51126	CAPCELL CORE PC (S2.7) 2.1X150	2.7	2.1	150	¥92,000	
51129	CAPCELL CORE PC (S2.7) 3.0X50	2.7	3.0	50	¥72,000	
51130	CAPCELL CORE PC (S2.7) 3.0X75	2.7	3.0	75	¥78,000	
51131	CAPCELL CORE PC (S2.7) 3.0X100	2.7	3.0	100	¥86,000	
51132	CAPCELL CORE PC (S2.7) 3.0X150	2.7	3.0	150	¥92,000	
51134	CAPCELL CORE PC (S2.7) 4.6X50	2.7	4.6	50	¥74,000	
51135	CAPCELL CORE PC (S2.7) 4.6X75	2.7	4.6	75	¥79,000	
51136	CAPCELL CORE PC (S2.7) 4.6X100	2.7	4.6	100	¥89,000	
51137	CAPCELL CORE PC (S2.7) 4.6X150	2.7	4.6	150	¥94,000	
3646	EXP® GUARD CARTRIDGE CAPCELL CORE PC (S2.7) 2.1X5	2.7	2.1	5	¥40,000	EXP® ガードカートリッジカラム 高耐圧(60MPa)仕様
3640	EXP® DIRECT CONNECT HOLDER	-	-	5	¥64,000	EXP® カートリッジホルダー

EXP® は Optimize Technologies, Inc. の登録商標です。

ミックスモードカラム(強カチオン交換モード + 逆相モード)

CAPCELL PAK CR

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
93072	CAPCELL PAK CR 1:4 (S3) 2.0X50	3	2.0	50	¥68,000	
93074	CAPCELL PAK CR 1:4 (S3) 2.0X100	3	2.0	100	¥74,000	
93075	CAPCELL PAK CR 1:4 (S3) 2.0X150	3	2.0	150	¥74,000	
93082	CAPCELL PAK CR 1:20 (S3) 2.0X50	3	2.0	50	¥68,000	
93084	CAPCELL PAK CR 1:20 (S3) 2.0X100	3	2.0	100	¥74,000	
93085	CAPCELL PAK CR 1:20 (S3) 2.0X150	3	2.0	150	¥74,000	
93086	CAPCELL PAK CR 1:20 (S3) 2.0X250	3	2.0	250	¥80,000	
93092	CAPCELL PAK CR 1:50 (S3) 2.0X50	3	2.0	50	¥68,000	
93094	CAPCELL PAK CR 1:50 (S3) 2.0X100	3	2.0	100	¥74,000	
93095	CAPCELL PAK CR 1:50 (S3) 2.0X150	3	2.0	150	¥74,000	
93096	CAPCELL PAK CR 1:50 (S3) 2.0X250	3	2.0	250	¥80,000	

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
93001	CAPCELL PAK CR 1:4 (S5) 2.0X35	5	2.0	35	¥44,000	
93002	CAPCELL PAK CR 1:4 (S5) 2.0X50	5	2.0	50	¥63,000	
93003	CAPCELL PAK CR 1:4 (S5) 2.0X75	5	2.0	75	¥67,000	
93004	CAPCELL PAK CR 1:4 (S5) 2.0X100	5	2.0	100	¥69,000	
93005	CAPCELL PAK CR 1:4 (S5) 2.0X150	5	2.0	150	¥69,000	
93006	CAPCELL PAK CR 1:4 (S5) 2.0X250	5	2.0	250	¥75,000	
93007	CAPCELL PAK CR 1:4 (S5) 4.6X35	5	4.6	35	¥28,000	
93008	CAPCELL PAK CR 1:4 (S5) 4.6X50	5	4.6	50	¥40,000	
93009	CAPCELL PAK CR 1:4 (S5) 4.6X75	5	4.6	75	¥44,000	
93010	CAPCELL PAK CR 1:4 (S5) 4.6X100	5	4.6	100	¥46,000	
93011	CAPCELL PAK CR 1:4 (S5) 4.6X150	5	4.6	150	¥56,000	
93012	CAPCELL PAK CR 1:4 (S5) 4.6X250	5	4.6	250	¥66,000	
93013	CAPCELL PAK CR 1:20 (S5) 2.0X35	5	2.0	35	¥44,000	
93014	CAPCELL PAK CR 1:20 (S5) 2.0X50	5	2.0	50	¥63,000	
93015	CAPCELL PAK CR 1:20 (S5) 2.0X75	5	2.0	75	¥67,000	
93016	CAPCELL PAK CR 1:20 (S5) 2.0X100	5	2.0	100	¥69,000	
93017	CAPCELL PAK CR 1:20 (S5) 2.0X150	5	2.0	150	¥69,000	
93018	CAPCELL PAK CR 1:20 (S5) 2.0X250	5	2.0	250	¥75,000	
93019	CAPCELL PAK CR 1:20 (S5) 4.6X35	5	4.6	35	¥28,000	
93020	CAPCELL PAK CR 1:20 (S5) 4.6X50	5	4.6	50	¥40,000	
93021	CAPCELL PAK CR 1:20 (S5) 4.6X75	5	4.6	75	¥44,000	
93022	CAPCELL PAK CR 1:20 (S5) 4.6X100	5	4.6	100	¥46,000	
93023	CAPCELL PAK CR 1:20 (S5) 4.6X150	5	4.6	150	¥56,000	
93024	CAPCELL PAK CR 1:20 (S5) 4.6X250	5	4.6	250	¥66,000	
93025	CAPCELL PAK CR 1:50 (S5) 2.0X35	5	2.0	35	¥44,000	
93026	CAPCELL PAK CR 1:50 (S5) 2.0X50	5	2.0	50	¥63,000	
93027	CAPCELL PAK CR 1:50 (S5) 2.0X75	5	2.0	75	¥67,000	
93028	CAPCELL PAK CR 1:50 (S5) 2.0X100	5	2.0	100	¥69,000	
93029	CAPCELL PAK CR 1:50 (S5) 2.0X150	5	2.0	150	¥69,000	
93030	CAPCELL PAK CR 1:50 (S5) 2.0X250	5	2.0	250	¥75,000	
93031	CAPCELL PAK CR 1:50 (S5) 4.6X35	5	4.6	35	¥28,000	
93032	CAPCELL PAK CR 1:50 (S5) 4.6X50	5	4.6	50	¥40,000	
93033	CAPCELL PAK CR 1:50 (S5) 4.6X75	5	4.6	75	¥44,000	
93034	CAPCELL PAK CR 1:50 (S5) 4.6X100	5	4.6	100	¥46,000	
93035	CAPCELL PAK CR 1:50 (S5) 4.6X150	5	4.6	150	¥56,000	
93036	CAPCELL PAK CR 1:50 (S5) 4.6X250	5	4.6	250	¥66,000	
93037	CAPCELL PAK CR (S5) 2.0X50 3本セット	5	2.0	50	¥180,000	
93038	CAPCELL PAK CR (S5) 2.0X150 3本セット	5	2.0	150	¥195,000	
93039	CAPCELL PAK CR (S5) 4.6X150 3本セット	5	4.6	150	¥160,000	

CAPCELL PAK CR-H

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
93201	CAPCELL PAK CR-H 1:4 (S3) 2.0X50	3	2.0	50	¥86,000	

CAPCELL PAK MF C8 SG80 (サイズ排除モード + 逆相モード)

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
60601	CAPCELL PAK MF C8 SG80(S5)1.5X35	5	1.5	35	¥35,000	
60602	CAPCELL PAK MF C8 SG80(S5)1.5X50	5	1.5	50	¥60,000	
60599	CAPCELL PAK MF C8 SG80(S5)1.5X75	5	1.5	75	¥63,000	
60603	CAPCELL PAK MF C8 SG80(S5)1.5X100	5	1.5	100	¥65,000	
60604	CAPCELL PAK MF C8 SG80(S5)1.5X150	5	1.5	150	¥70,000	
60570	CAPCELL PAK MF C8 SG80(S5)2.0X35	5	2.0	35	¥35,000	
60571	CAPCELL PAK MF C8 SG80(S5)2.0X50	5	2.0	50	¥50,000	
60576	CAPCELL PAK MF C8 SG80(S5)2.0X75	5	2.0	75	¥53,000	
60572	CAPCELL PAK MF C8 SG80(S5)2.0X100	5	2.0	100	¥55,000	
60573	CAPCELL PAK MF C8 SG80(S5)2.0X150	5	2.0	150	¥60,000	
60520	CAPCELL PAK MF C8 SG80(S5)4.6X35	5	4.6	35	¥41,000	
60521	CAPCELL PAK MF C8 SG80(S5)4.6X50	5	4.6	50	¥45,000	
60519	CAPCELL PAK MF C8 SG80(S5)4.6X75	5	4.6	75	¥48,000	
60522	CAPCELL PAK MF C8 SG80(S5)4.6X100	5	4.6	100	¥50,000	
60523	CAPCELL PAK MF C8 SG80(S5)4.6X150	5	4.6	150	¥55,000	
12426	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK MF C8 SG80(S5)4.0X10(2PCS)	5	4.0	10	¥14,000	ガードカートリッジカラム
12428	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK MF C8 SG80(S5)4.0X20(2PCS)	5	4.0	20	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12415	CARTRIDGE HOLDER 10L 用	-	-	10	¥20,000	カートリッジホルダー
12414	CARTRIDGE HOLDER 20L 用	-	-	20	¥20,000	カートリッジホルダー

CAPCELL PAK MF Ph-1 SG80 (サイズ排除モード + 逆相モード)

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
60551	CAPCELL PAK MF Ph-1 SG80(S5)1.5X35	5	1.5	35	¥35,000	
60552	CAPCELL PAK MF Ph-1 SG80(S5)1.5X50	5	1.5	50	¥60,000	
60555	CAPCELL PAK MF Ph-1 SG80(S5)1.5X75	5	1.5	75	¥63,000	
60554	CAPCELL PAK MF Ph-1 SG80(S5)1.5X100	5	1.5	100	¥65,000	
60553	CAPCELL PAK MF Ph-1 SG80(S5)1.5X150	5	1.5	150	¥70,000	
60540	CAPCELL PAK MF Ph-1 SG80(S5)2.0X35	5	2.0	35	¥35,000	
60541	CAPCELL PAK MF Ph-1 SG80(S5)2.0X50	5	2.0	50	¥50,000	
60545	CAPCELL PAK MF Ph-1 SG80(S5)2.0X75	5	2.0	75	¥53,000	
60542	CAPCELL PAK MF Ph-1 SG80(S5)2.0X100	5	2.0	100	¥55,000	
60543	CAPCELL PAK MF Ph-1 SG80(S5)2.0X150	5	2.0	150	¥60,000	
60500	CAPCELL PAK MF Ph-1 SG80(S5)4.6X35	5	4.6	35	¥41,000	
60501	CAPCELL PAK MF Ph-1 SG80(S5)4.6X50	5	4.6	50	¥45,000	
60498	CAPCELL PAK MF Ph-1 SG80(S5)4.6X75	5	4.6	75	¥48,000	
60502	CAPCELL PAK MF Ph-1 SG80(S5)4.6X100	5	4.6	100	¥50,000	
60503	CAPCELL PAK MF Ph-1 SG80(S5)4.6X150	5	4.6	150	¥55,000	
12436	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK MF Ph-1 SG80(S5)2.0X10(2PCS)	5	2.0	10	¥14,000	ガードカートリッジカラム
12437	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK MF Ph-1 SG80(S5)2.0X10(5PCS)	5	2.0	10	¥32,500	ガードカートリッジカラム
12443	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK MF Ph-1 SG80(S5)2.0X20(2PCS)	5	2.0	20	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12444	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK MF Ph-1 SG80(S5)2.0X20(5PCS)	5	2.0	20	¥42,500	ガードカートリッジカラム
12416	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK MF Ph-1 SG80(S5)4.0X10(2PCS)	5	4.0	10	¥14,000	ガードカートリッジカラム
12417	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK MF Ph-1 SG80(S5)4.0X10(5PCS)	5	4.0	10	¥32,500	ガードカートリッジカラム
12440	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK MF Ph-1 SG80(S5)4.0X20(2PCS)	5	4.0	20	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12441	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK MF Ph-1 SG80(S5)4.0X20(5PCS)	5	4.0	20	¥42,500	ガードカートリッジカラム
12415	CARTRIDGE HOLDER 10L 用	-	-	10	¥20,000	カートリッジホルダー
12414	CARTRIDGE HOLDER 20L 用	-	-	20	¥20,000	カートリッジホルダー

CAPCELL PAK MF SCX SG80 (サイズ排除モード + 強カチオン交換モード)

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
60611	CAPCELL PAK MF SCX SG80(S5)1.5X35	5	1.5	35	¥35,000	
60612	CAPCELL PAK MF SCX SG80(S5)1.5X50	5	1.5	50	¥60,000	
60615	CAPCELL PAK MF SCX SG80(S5)1.5X75	5	1.5	75	¥63,000	
60613	CAPCELL PAK MF SCX SG80(S5)1.5X100	5	1.5	100	¥65,000	
60614	CAPCELL PAK MF SCX SG80(S5)1.5X150	5	1.5	150	¥75,000	
60580	CAPCELL PAK MF SCX SG80(S5)2.0X35	5	2.0	35	¥35,000	
60581	CAPCELL PAK MF SCX SG80(S5)2.0X50	5	2.0	50	¥50,000	
60584	CAPCELL PAK MF SCX SG80(S5)2.0X75	5	2.0	75	¥53,000	
60582	CAPCELL PAK MF SCX SG80(S5)2.0X100	5	2.0	100	¥55,000	
60583	CAPCELL PAK MF SCX SG80(S5)2.0X150	5	2.0	150	¥60,000	
60530	CAPCELL PAK MF SCX SG80(S5)4.6X35	5	4.6	35	¥41,000	
60531	CAPCELL PAK MF SCX SG80(S5)4.6X50	5	4.6	50	¥45,000	
60529	CAPCELL PAK MF SCX SG80(S5)4.6X75	5	4.6	75	¥48,000	
60532	CAPCELL PAK MF SCX SG80(S5)4.6X100	5	4.6	100	¥50,000	
60533	CAPCELL PAK MF SCX SG80(S5)4.6X150	5	4.6	150	¥55,000	
12475	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK MF SCX SG80(S5)2.0X10(2PCS)	5	2.0	10	¥14,000	ガードカートリッジカラム
12471	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK MF SCX SG80(S5)4.0X10(2PCS)	5	4.0	10	¥14,000	ガードカートリッジカラム
12458	GUARD CARTRIDGE CAPCELL PAK MF SCX SG80(S5)4.0X20(2PCS)	5	4.0	20	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12415	CARTRIDGE HOLDER 10L 用	-	-	10	¥20,000	カートリッジホルダー
12414	CARTRIDGE HOLDER 20L 用	-	-	20	¥20,000	カートリッジホルダー

キラル分離カラム

Chiral CD-Ph

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
80038	Chiral CD-Ph 2.0X35	5	2.0	35	¥70,000	
80043	Chiral CD-Ph 2.0X150	5	2.0	150	¥90,000	
80044	Chiral CD-Ph 2.0X250	5	2.0	250	¥99,000	
80051	Chiral CD-Ph 4.6X35	5	4.6	35	¥40,000	
80052	Chiral CD-Ph 4.6X50	5	4.6	50	¥55,000	
80053	Chiral CD-Ph 4.6X150	5	4.6	150	¥83,000	
80054	Chiral CD-Ph 4.6X250	5	4.6	250	¥90,000	
80061	Chiral CD-Ph 10X20	5	10	20	¥60,000	
80064	Chiral CD-Ph 10X250	5	10	250	¥389,000	
80071	Chiral CD-Ph 20X35	5	20	35	¥180,000	
80073	Chiral CD-Ph 20X150	5	20	150	¥650,000	
80074	Chiral CD-Ph 20X250	5	20	250	¥750,000	
80080	Chiral CD-Ph 30X30	5	30	30	¥250,000	
80081	Chiral CD-Ph 30X50	5	30	50	¥350,000	
80084	Chiral CD-Ph 30X250	5	30	250	¥1,500,000	
80039	GUARD CARTRIDGE Chiral CD-Ph 4.0X10(2PCS)	5	4.0	10	¥18,000	ガードカートリッジカラム
12415	CARTRIDGE HOLDER 10L 用	-	-	10	¥20,000	カートリッジホルダー

Ceramospher Chiral RU-1

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
50501	Ceramospher Chiral RU-1 4.6X35	5	4.6	35	¥38,000	
50503	Ceramospher Chiral RU-1 4.6X150	5	4.6	150	¥126,000	
50504	Ceramospher Chiral RU-1 4.6X250	5	4.6	250	¥150,000	
50522	Ceramospher Chiral RU-1 10X20	5	10	20	¥80,000	
50523	Ceramospher Chiral RU-1 10X150	5	10	150	¥400,000	
50524	Ceramospher Chiral RU-1 10X250	5	10	250	¥650,000	
50525	Ceramospher Chiral RU-1 20X35	5	20	35	¥230,000	
50527	Ceramospher Chiral RU-1 20X150	5	20	150	¥1,050,000	
50526	Ceramospher Chiral RU-1 20X250	5	20	250	¥1,900,000	
50528	Ceramospher Chiral RU-1 30X30	5	30	30	¥420,000	
50529	Ceramospher Chiral RU-1 30X250	5	30	250	¥3,900,000	

Ceramospher Chiral RU-2

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
50601	Ceramospher Chiral RU-2 4.6X35	5	4.6	35	¥38,000	
50603	Ceramospher Chiral RU-2 4.6X150	5	4.6	150	¥126,000	
50604	Ceramospher Chiral RU-2 4.6X250	5	4.6	250	¥150,000	
50611	Ceramospher Chiral RU-2 10X20	5	10	20	¥80,000	
50612	Ceramospher Chiral RU-2 10X150	5	10	150	¥400,000	
50613	Ceramospher Chiral RU-2 10X250	5	10	250	¥650,000	
50614	Ceramospher Chiral RU-2 20X35	5	20	35	¥230,000	
50615	Ceramospher Chiral RU-2 20X150	5	20	150	¥1,050,000	
50616	Ceramospher Chiral RU-2 20X250	5	20	250	¥1,900,000	
50618	Ceramospher Chiral RU-2 30X30	5	30	30	¥420,000	
50619	Ceramospher Chiral RU-2 30X250	5	30	250	¥3,900,000	

コエンザイムQ10専用カラム・還元カラム

コエンザイム Q10

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
21221	OSAKA SODA CQ-C 2.0X35	-	2.0	35	¥55,000	
21222	OSAKA SODA CQ-S 2.0X150	-	2.0	150	¥110,000	
21224	OSAKA SODA CQ-R 2.0X20	-	2.0	20	¥200,000	

還元カラム

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
21211	還元カラム RC-10 4.0X15	-	4.0	15	¥160,000	
21212	還元カラム RC-10 4.0X30	-	4.0	30	¥230,000	

ストレプトマイシン分析専用カラム

CAPCELL PAK ST

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
00040	CAPCELL PAK ST 2.0X100	5	2.0	100	¥60,000	
00041	CAPCELL PAK ST 2.0X150	5	2.0	150	¥60,000	

その他

EXP®ガードカートリッジカラム用ホルダー

製品番号	製品名	粒子径(μm)	内径(mm)	長さ(mm)	標準価格(税抜)	備考
3640	EXP® DIRECT CONNECT HOLDER (チタニウムハイブリッドフェラル2個、ステンレスナット1個付)	-	-	5	¥64,000	
3624	チタニウムハイブリッドフェラル(5個入り)	-	-	-	¥40,000	
3625	ハンドタイトナット(5個入り)	-	-	-	¥16,000	

EXP® は Optimize Technologies, Inc. の登録商標です。

※掲載の価格は2021年4月1日現在の価格です



株式会社大阪ソーダ
ヘルスケア事業部 営業部 クロマト営業課

TEL.06-6110-1598 FAX.06-6110-1612

✉ silica@osaka-soda.co.jp

🌐 <https://sub.osaka-soda.co.jp/HPLC/>

取扱販売店