



1	アラントイン	2	塩酸ピリドキシン (VB ₆)
	Allantoin		Pyridoxine hydrochloride (VB ₆)

HPLC Conditions

Column	CAPCELL PAK NH ₂ UG80 S5 : 4.6 mm i.d. × 250 mm
Mobile phase	5mmol/L KH ₂ PO ₄ , CH ₃ CN / H ₂ O = 80 / 20, pH2.5 (H ₃ PO ₄)
Flow rate	1.0 mL/min
Detect	UV 210 nm
Inj. vol.	10 μL
Sample	目薬を移動相で10倍希釈した。