



1	ナリジクス酸
	Nalidixic Acid

HPLC Conditions	
Column	CAPCELL PAK C18 MG S5 : 3.0 mm i.d. × 150 mm
Mobile phase	0.1vol% H ₃ PO ₄ , H ₂ O / CH ₃ CN = 60 / 40
Flow rate	500 μL/min
Temperature	40
Detect	UV 254 nm
Inj. vol.	5 μL
Sample	錠剤(ナリジクス酸250mg含有)1錠に水50mLを加え超音波分散後ろ過した。