



1	グリセリン Glycerin	2	ペンタエリスリトール Pentaerythritol	3	エリスリトール Erythritol
4	キシリトール Xylitol	5	ソルビトール Sorbitol	6	マンニトール Mannitol

## HPLC Conditions

Column	CAPCELL PAK NH <sub>2</sub> UG80 S5 : 1.5 mm i.d. × 250 mm
Mobile phase	CH <sub>3</sub> CN / H <sub>2</sub> O = 85 / 15
Flow rate	100 μL/min
Temperature	40
Detect	RI
Inj. vol.	1 μL