



1	ビタミンC
	Vitamin C

HPLC Conditions

Column	CAPCELL PAK NH ₂ SG80 S5 : 4.6 mm i.d. × 250 mm
Mobile phase	CH ₃ CN / 30mmol/L KH ₂ PO ₄ = 60 / 40, pH4.0 (H ₃ PO ₄)
Flow rate	0.8 mL/min
Temperature	40
Detect	UV 210 nm
Inj. vol.	10 μL
Sample	オレンジ果汁10 mLにアセトニトリル10 mLを加え、遠沈後ろ過した。