



1	ラムノース Rhamnose	2	キシロース Xylose	3	フルクトース Fructose
4	マンノース Mannose	5	グルコース Glucose	6	スクロース Sucrose
7	ラクトース Lactose	8	マルトース Maltose		

## HPLC Conditions

Column	CAPCELL PAK NH <sub>2</sub> SG80 S5 : 4.6 mm i.d. × 250 mm
Mobile phase	CH <sub>3</sub> CN / H <sub>2</sub> O = 85 / 15
Flow rate	1.0 mL/min
Temperature	40
Detect	RI
Inj. vol.	10 μL

Sample

糖を50vol%CH<sub>3</sub>CNに溶解した。