



1	グリセリン	2	ペンタエリスリトール	3	D-ソルビトール
	Glycerin		Pentaerythritol		D-Sorbitol
4	マンニトール				
	Mannitol				

HPLC Conditions	
Column	CAPCELL PAK NH ₂ SG80 S5 : 4.6 mm i.d. × 250 mm
Mobile phase	CH ₃ CN / H ₂ O = 85 / 15
Flow rate	1.0 mL/min
Temperature	40
Detect	RI
Inj. vol.	20 μL