



1	エルゴステロール	2	コレステロール
	Ergosterol		Cholesterol
	200 µg/mL		200 µg/mL

HPLC Conditions	
Column	CAPCELL PAK C18 MG S5 : 1.5 mm i.d. × 250 mm
Mobile phase	CH ₃ CN / IPA = 60 / 40
Flow rate	100 µL/min
Temperature	40
Detect	UV 210 nm
Inj. vol.	1 µL
Sample	標準品をCH ₃ OHに溶解し、移動相で希釈した。