



1	テストステロン	2	4-アンドロステン-3,17-ジオン	3	17 $\alpha$ -ヒドロキシプロゲステロン
	Testosterone		4-Androstene-3,17-dione		17 $\alpha$ -Hydroxyprogesterone
	122 ppm		175 ppm		350 ppm
4	プロゲステロン				
	Progesterone				
	175 ppm				

## HPLC Conditions

Column	CAPCELL PAK C <sub>18</sub> MG S3 : 4.6 mm i.d. × 50 mm
Mobile phase	H <sub>2</sub> O / CH <sub>3</sub> CN = 68 / 32
Flow rate	2.0 mL/min
Temperature	40
Detect	UV 245 nm
Inj. vol.	7 $\mu$ L