



1	ホルムアルデヒド-2,4-DNPH	2	アセトアルデヒド-2,4-DNPH
	Formaldehyde-2,4-DNPH		Acetaldehyde-2,4-DNPH
	40 ppb		40 ppb

HPLC Conditions	
Column	CAPCELL PAK C18 MG S5 : 1.5 mm i.d. × 250 mm
Mobile phase	CH ₃ CN / H ₂ O = 55 / 45 (v/v)
Flow rate	100 μL/min
Temperature	40
Detect	VIS 365 nm
Inj. vol.	1 μL
Sample	ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド混合標準溶液をアセトニトリルで希釈した。