



1	テオフィリン Theophylline	2	2-アセチルフラン 2-Acetylfuran	3	アセトアニリド Acetanilide
4	アセトフェノン Acetophenone	5	プロピオフェノン Propiophenone	6	ブチロフェノン Butyrophenone
7	ベンゾフェノン Benzophenone	8	バレロフェノン Valerophenone	9	ヘキサノフェノン Hexanophenone
10	ヘプタノフェノン Heptanophenone	11	オクタノフェノン Octanophenone		

## HPLC Conditions

Column	CAPCELL PAK C <sub>18</sub> MG S3 : 2.0 mm i.d. × 20 mm
Mobile phase	(A) 0.1vol% HCOOH, H <sub>2</sub> O (B) 0.1vol% HCOOH, CH <sub>3</sub> CN B 10% (0min) 100% (4min) 10% (4.1min) 10% Gradient
Flow rate	800 μL/min
Temperature	40
Detect	UV 254 nm
Inj. vol.	2.0 μL

