

CAPCELL PAK シリーズ

アカデミック キャンペーン!



キャンペーン期間

2024年11月1日～2025年2月28日

キャンペーン対象

大学・高等専門学校で研究に
従事されているお客様

for
Academic
Campaign

HPLCカラム製品
定価から
40%OFF

対象製品 ▶ HPLCカラム製品

※ガードカラム(ホルダー含む)・内径30mm以上の分取カラムは対象外とします。



 OSAKA SODA

株式会社大阪ソーダ
ヘルスケア事業部 営業部

大阪ソーダ HPLC



〒550-0011 大阪市西区阿波座1丁目12番18号

TEL.06-6110-1598 FAX.06-6110-1612

✉ silica@osaka-soda.co.jp

🌐 <https://sub.osaka-soda.co.jp/HPLC/>



販売代理店

1st Choice Column

疎水性、表面極性のバランスを最適化。汎用性の高い大阪ソーダの1st Choice C₁₈カラム。

CAPCELL PAK ADME-HR

アダマンチル基を導入した大阪ソーダ独自の逆相カラム。移動相はC₁₈カラムと同じでOK。適度な疎水性と高い表面極性を有し、特異的な選択性を持つ大阪ソーダのNew 1st Choice。

カラム特長

CAPCELL PAK C₁₈ KG	アルカリ耐久性を追求した(使用pH範囲1-12)C ₁₈ カラム。オリゴ核酸の分析に最適。
CAPCELL PAK C₁₈ MG	疎水性、表面極性のバランスが良く、高い汎用性あり。配位性化合物も含めた汎用分析に最適。
CAPCELL PAK C₁₈ MG II	大阪ソーダの1st Choice C ₁₈ カラム。中性条件下の塩基性化合物分析に最適。
	LC-MSでの1st Choice C ₁₈ カラム。低ブリード且つ酸性条件下での塩基性化合物分析の再現性が良好。高耐圧(50MPa耐圧)のMGⅢ-Hもラインナップ。
CAPCELL PAK C₁₈ AQ	極性化合物に最適な表面極性の高いC ₁₈ カラム。水系100%移動相で安定使用可能。
CAPCELL PAK C₁₈ ACR	耐酸性に優れた(使用pH範囲1-10)C ₁₈ カラム。ポリメリック型C ₁₈ カラムの特徴である高い立体選択性を有す。
CAPCELL PAK C₈ DD	耐酸・耐アルカリ性を備えたC ₈ カラム。C ₁₈ AQ同程度の高い表面極性を有す。
CAPCELL PAK ADME-HR	アダマンチル基を導入した大阪ソーダ独自カラム。高い表面極性を有し、特異的な選択性を有す。極性基に対して高い選択性を示す。
CAPCELL PAK INERT ADME-HR	ADME-HR充填剤をメタルフリー(PEEK)カラムに充填したタイプ。ヌクレオチド等の分析に最適。
Protonavi(C₄)	タンパク・ペプチド分析用に開発した300ÅのC ₄ カラム。C ₄ カラムでありながら大きな保持力と高い耐久性を実現。
CAPCELL PAK NH₂ UG80	ポリマーコート型のNH ₂ カラム。高い耐久性を有し、移動相条件によりHILIC、弱アニオン交換モードの使い分けが可能。
	ポリマーコート型の強カチオン交換(SCX)カラム。イオン交換作用と疎水性相互作用の保持

疎水性と表面極性のパラメータ(逆相カラム)